



puremoist™

Multi-Purpose Disinfecting Solution
Solução Desinfetante Multi-Ação
Solución Desinfectante Multi-acción

INSTRUCTIONS FOR USE

➊ This Instructions For Use leaflet contains important product use and safety information. Please read carefully and keep this for future use.

PRODUCT NAME:
OPTI-FREE™ PureMoist™ Multi-Purpose Disinfecting Solution and Alcon Contact Lens Case (Flat)

DESCRIPTION:
OPTI-FREE™ PureMoist™ Multi-Purpose Disinfecting Solution and Alcon Contact Lens Case (Flat).
OPTI-FREE™ PureMoist™ Solution is a sterile, buffered, aqueous solution containing sodium citrate, sodium chloride, boric acid, sorbitol, aminomethylpropanol, disodium EDTA, two wetting agents (TETRONIC™ 1304 and HydrAGlyde™ Moisture Matrix [EOBO-41™ (polyoxyethylene-polyoxybutylene)] with POLYQUAD™ (polyquaternium-1) 0.001% and ALDOX™ (myristamidopropyl dimethylamine) 0.0006% preservatives, and purified water. HydrAGlyde™ Moisture Matrix is a proprietary multi-functional block copolymer that is primarily designed for wetting and lubricating silicone hydrogel lenses. The Alcon Contact Lens Case (Flat) is an accessory to OPTI-FREE™ PureMoist™ Solution. The lens case is a flat, side-by-side well design and consists of two closures and a base with two lens wells stations. OPTI-FREE™ PureMoist™ Solution and Alcon Contact Lens Case should always be used together.

CLINICAL BENEFITS:
When used as directed, OPTI-FREE™ PureMoist™ Solution:
• **Cleans** by removing protein and reducing lipid deposition from your lenses during disinfection and storage.
• **Disinfects:** Biocompatible, dual disinfectants POLYQUAD™ and ALDOX™ have activity against harmful microorganisms (bacteria, fungi and *Acanthamoeba*).
• **Rinses:** Can be used to rinse and recondition your contact lenses at any time.
• **Stores** lenses in an unopened lens case for up to 30 days after disinfection.
• **Provides contact lens comfort and moisture:** The HydrAGlyde™ Moisture Matrix moistens the lens and keeps the lens hydrated.

INTENDED PURPOSE/USE:
OPTI-FREE™ PureMoist™ Solution is intended for cleaning, disinfection, and storage of soft contact lenses (including silicone hydrogel lenses).

INTENDED USERS/TARGET POPULATION:
Contact lens wearers (7 years and older) using soft contact lenses (including silicone hydrogel lenses), who are capable of understanding and following the directions and instructions for use (or have a caregiver who can act on their behalf), and eye care professionals.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS:
Based on the total body of evidence from clinical investigations, published clinical literature and clinical experience (postmarket surveillance), OPTI-FREE™ PureMoist™ Solution performs as intended for cleaning, disinfection, and storage of soft contact lenses (including silicone hydrogel lenses).

DIRECTIONS FOR USE:
General Directions:
• Remove imprinted seal around bottleneck completely before use.
• Always wash and rinse hands thoroughly and dry with a clean, lint free towel before handling your contact lenses.
• Clean, recondition, rinse and disinfect your lenses each time you remove them.
• Always handle the same lens, the right or the left, first in order to avoid mix-ups.
• When using a new Alcon Contact Lens Case, rinse the case with OPTI-FREE™ PureMoist™ Solution before use to remove any debris.

Follow These Directions for Use:
• **Thoroughly wet** each side of the lens with OPTI-FREE™ PureMoist™ Solution.
• **Rub** each side of the lens for 10 seconds (for a total rubbing time of 20 seconds).
• **Rinse** each side of the lens for 10 seconds with a steady stream of OPTI-FREE™ PureMoist™ Solution (for a total rinsing time of 20 seconds).
• **Fill** your Alcon Contact Lens Case with fresh OPTI-FREE™ PureMoist™ Solution. **Store** lenses in the closed lens case overnight or at least 6 hours. After soaking, lenses are disinfected and ready to wear.
• If any debris remains on contact lenses, rinse with OPTI-FREE™ PureMoist™ Solution prior to insertion. You may leave your lenses in the unopened lens case containing OPTI-FREE™ PureMoist™ Solution for up to 30 days. After this time, your lenses must be cleaned and disinfected with OPTI-FREE™ PureMoist™ Solution prior to wear.

Cleaning of lens case:
• After use, always empty and clean the Alcon Contact Lens Case by rinsing with fresh OPTI-FREE™ PureMoist™ Solution. Do not use the lens case with water. Before allowing the lens case to air dry, be sure that no residual solution remains in the case.

CONTRAINDICATIONS (Reasons Not to Use):
Do not use this product if you are allergic to any of the ingredients.

WARNINGS:
It is essential that you follow your eye care professional's directions and all labeling instructions for proper use and care of your lenses and lens care products, including the lens case. Do not reuse or "top off" solution in the lens case since this may reduce effective lens disinfection. Eye problems, including an infection (serious microbial infection) or corneal ulcers, can develop rapidly and lead to loss of vision. If you experience persistent eye discomfort, eye pain, burning and stinging, dry eye sensation, excessive tearing, redness of the eye (irritation, allergic response), or vision changes (decreased vision), IMMEDIATELY remove your lenses and consult your eye care professional as the problem could become more serious.

PRECAUTIONS:
• Always use fresh OPTI-FREE™ PureMoist™ Solution. Never reuse the solution in your lens case storage.
• Always use the new Alcon Contact Lens Case (Flat) provided with each purchase of OPTI-FREE™ PureMoist™ Solution.
• To help prevent eye infections, replace your lens case frequently.
• **TAMPER EVIDENT:** Do not use if the security seal is damaged or missing prior to first opening.
• Do not use if package or bottle (sterile packaging) or lens case is damaged.
• Never use water, saline solution, or rewetting drops to disinfect your lenses.
• Do not swallow. If swallowed, get medical help as abdominal discomfort (gastrointestinal discomfort) may occur.
• Do not use contamination, never touch dropper tip of the container to any surface. Close the flip-top cap after using.
• Store between 15 °C to 30 °C.
• Keep the container tightly closed when not in use.
• This product contains a level of boric acid that is safe when used according to label instructions. Boric acid has a potential to cause reproductive toxicity.
• Use before the expiration date marked on the product.
• Once the bottle is opened, discard any remaining solution after six months.
• Adult supervision required. Keep out of the reach of children.
• Not for use with heat (thermal) disinfection.
• Do not change lens care solutions without consulting your eye care professional.

RESIDUAL RISKS AND UNDESIRABLE SIDE EFFECTS:
If you experience persistent eye discomfort, eye pain, burning and stinging, dry eye sensation, excessive tearing, gastrointestinal (abdominal) discomfort, redness of the eye (irritation, allergic response/hypersensitivity), or vision changes (blurred vision, decreased vision), immediately remove your lenses. Consult your eye care professional to identify the problem and seek treatment to avoid serious injury. An eye infection (serious microbial infection) may be present and if untreated, could lead to loss of vision (permanent decrease in vision).

These signs and symptoms may be associated with multiple conditions, including Inflammation and Toxicity response (general and systemic).

Serious Incident Reporting:
Any serious incident related to the use of this medical device should be reported to Alcon Laboratories, Inc.:

Contact the local country office or your Alcon distributor.
Email: qa.complaints@alcon.com
Website: <https://www.alcon.com/contact-us>

These serious incidents should also be reported to the competent authority for medical devices of your country.

HOW SUPPLIED:
OPTI-FREE™ PureMoist™ Solution, which is sterilized by filtration, is supplied in plastic bottles containing fill sizes ranging from 60 ml to 420 mL. Alcon Lens Case included.

STERILE Sterilized using aseptic processing techniques.

GLOSSARY TABLE FOR SYMBOLS

Symbol	Definitions
	Caution
	Consult instructions for use or consult electronic instructions for use
	Do not use if package is damaged and consult instructions for use
	Date of manufacture
	Contains hazardous substances
	Single sterile barrier system
	Medical Device
	Unique device identifier
	Packaging waste license sign

Manufacturer
Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, TX 76134-2099, USA

Authorized Representative in the European Union
Alcon Laboratories Belgium
Lichterveld 3
2870 Puurs-Sint-Amands
Belgium

0123 www.ifui.alcon.com

© 2025 Alcon Inc.

Alcon

™TETRONIC™ is a trademark of BASF.

Date of issue: 2025-08

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

➊ Este folheto de Instruções de Utilização (IFU) contém informações importantes sobre a utilização e segurança do produto. Leia com atenção este documento e guarde-o para utilização futura.

NOME DO PRODUTO:
OPTI-FREE™ PureMoist™ Solução Desinfetante Multi-Ação e Estojo Porta-Lentes da Alcon (plano).

DESCRIÇÃO:
OPTI-FREE™ PureMoist™ Solução Desinfetante Multi-Ação e Estojo Porta-Lentes da Alcon (plano).
A Solução OPTI-FREE™ PureMoist™ é uma solução aquosa tamponada e esteril, contendo citrato de sódio, cloreto de sódio, ácido bórico, sorbitol, aminomethylpropanol, edetato dissódico, dos agentes de hidratação (TETRONIC™ 1304 e Matriz Humectante HydrAGlyde™ [EOBO-41™ (polioxi-etileno-polioxi-butileno)] com 0,001% de POLYQUAD™ (poliquaternium-1) e 0,0006% de ALDOX™ (mistamidopropil dimetilamina) como conservantes, e água purificada. A Matriz Humectante HydrAGlyde™ é um copolímero em bloco multifuncional desenvolvido especialmente para hidratar e lubrificar as lentes de contacto de silicone hidrogel. O Estojo Porta-Lentes da Alcon (plano) é um acessório da solução OPTI-FREE™ PureMoist™. O estojo porta-lentes é constituído por dois compartimentos lado-a-lado e uma base plana com dois encaixes. A Solução OPTI-FREE™ PureMoist™ e o Estojo Porta-Lentes da Alcon devem ser sempre utilizados em conjunto.

BENEFÍCIOS CLÍNICOS:
Quando utilizada como indicado, a Solução OPTI-FREE™ PureMoist™:
• **Limpa** eliminando os resíduos de proteínas e prevenindo a acumulação de lípidos nas lentes de contacto durante a desinfeção e conservação.
• **Desinfecta:** Os seus dois agentes desinfectantes biocompatíveis, POLYQUAD™ e ALDOX™, actuam contra os micro-organismos nocivos (bactérias, fungos e *Acanthamoeba*).
• **Enxagua:** Pode ser utilizada para enxaguar e hidratar as suas lentes de contacto a qualquer momento.
• **Conserva** as lentes de contacto num estojo porta-lentes fechado até 30 dias após a sua desinfeção.
• **Proporciona conforto e hidratação às lentes de contacto:** A Matriz Humectante HydrAGlyde™ humedece a lente de contacto, mantendo-a hidratada.

FINALIDADE/UTILIZAÇÃO PREVISTA:
A Solução OPTI-FREE™ PureMoist™ destina-se à limpeza, desinfeção e conservação de lentes de contacto hidrofílicas (incluindo lentes de contacto de silicone hidrogel).

UTILIZADORES PREVISTOS/POPULAÇÃO-ALVO:
Utilizadores de lentes de contacto (a partir dos 7 anos) que usam lentes de contacto hidrofílicas (incluindo lentes de silicone hidrogel), capazes de compreender e seguir as direções e instruções de utilização (ou que tenham um cuidador que atue em seu lugar), e profissionais da visão.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO:
Com base nas evidências resultantes da investigação clínica, literatura clínica publicada e experiência clínica (monitorização pós-comercialização), a Solução OPTI-FREE™ PureMoist™ atua como o pretendido para utilização na limpeza, desinfeção e conservação de lentes de contacto hidrofílicas (incluindo lentes de silicone hidrogel).

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:
Recomendações gerais:

• Antes de utilizar, retire completamente o selo gravado à volta do topo do frasco.
• Lave e seque sempre as mãos com uma toalha limpa e sinta de fibras antes de manusear as suas lentes de contacto.
• Limpe, hidrate, enxague e desinfete as suas lentes de contacto sempre que as retirar.
• Manipule sempre as lentes de contacto pela mesma ordem, primeiro a direita ou a esquerda, para evitar confundi-las.

• Quando utilizar um novo Estojo Porta-Lentes da Alcon, lave-o com a Solução OPTI-FREE™ PureMoist™ antes de o usar, para remover qualquer resíduo.

Siga as seguintes Instruções de Utilização:

- **Enxague** bem cada lado da lente de contacto com a Solução OPTI-FREE™ PureMoist™.
- **Esfregue** cada lado da lente de contacto durante 10 segundos (por um tempo total de 20 segundos).
- **Enxague** cada lado da lente de contacto durante 10 segundos com um fluxo contínuo da Solução OPTI-FREE™ PureMoist™ (por um tempo total de 20 segundos).
- **Encha** o seu Estojo Porta-Lentes da Alcon com uma quantidade de Solução OPTI-FREE™ PureMoist™. Conserve as lentes no estojo porta-lentes fechado durante a noite ou, no mínimo, durante 6 horas. Depois disso, as lentes de contacto estão desinfectadas e prontas a usar.
- Se permanecer algum resíduo nas lentes de contacto, enxague com a Solução OPTI-FREE™ PureMoist™ antes de as colocar. Poderá guardar as suas lentes de contacto no estojo fechado com a Solução OPTI-FREE™ PureMoist™ até um período máximo de 30 dias. Após este período, as lentes de contacto devem ser limpas e desinfectadas com a Solução OPTI-FREE™ PureMoist™ antes da sua utilização.

Instruções para a limpeza do estojo porta-lentes:
• Após a utilização, esvazie e lave sempre o estojo porta-lentes da Alcon enxaguando com Solução OPTI-FREE™ PureMoist™ nova. Não lave o estojo porta-lentes com água.
• Antes de deixar secar o estojo porta-lentes ao ar, certifique-se de que não resta nenhuma solução residual.

CONTRAINDICAÇÕES (Casos em que não deve utilizar este produto):
Utilizadores alérgicos a qualquer dos componentes mencionados não devem utilizar este produto.

ADVERTÊNCIAS:
Para a correta utilização e manutenção das suas lentes de contacto e dos produtos para a sua manutenção, incluindo o estojo porta-lentes, é essencial que siga as instruções do seu profissional da visão e todas as instruções de utilização constantes na rotulagem. Não reutilize a solução ou misture solução nova e usada no estojo porta-lentes, já que poderá reduzir a eficácia da desinfeção da lente de contacto. Poderão desenvolver-se problemas oculares rapidamente, incluindo infeções (infeções microbianas graves) ou úlceras da córnea, que podem resultar na perda de visão. Se sentir desconforto ocular persistente, dor ocular, ardor e sensação de picada, sensação de olho seco, lacrimejo excessivo, vermelhidão ocular (irritação, reação alérgica) ou perturbações da visão, retire IMEDIATAMENTE as suas lentes de contacto e consulte o seu profissional da visão, pois o problema pode agravar-se.

- PRECAUÇÕES:**
- Utilize sempre uma nova quantidade de Solução OPTI-FREE™ PureMoist™.
 - Nunca reutilize a solução no seu estojo porta-lentes.
 - Use sempre o novo Estojo Porta-Lentes da Alcon (plano) fornecido com cada compra de Solução OPTI-FREE™ PureMoist™.
 - De forma a evitar infeções oculares, substitua o seu estojo porta-lentes com frequência.
 - SELO DE INVOLABILIDADE: Não utilize o produto se o selo de inviolabilidade estiver danificado ou em falta, antes da primeira abertura.
 - Não utilize o produto se a embalagem ou o frasco (embalagem estéril) ou estojo porta-lentes estiver danificado.
 - Nunca utilize água, solução salina ou gotas humectantes para desinfetar as suas lentes de contacto.
 - Não ingerir. Em caso de ingestão, procure ajuda médica, pois pode ocorrer desconforto abdominal (desconforto gastrointestinal).
 - Para evitar contaminação, nunca toque com a extremidade do conta-gotas em nenhuma superfície.
 - Feche bem a tampa do frasco após a sua utilização.
 - Conservar entre os 15 °C e os 30 °C.
 - Mantenha o frasco bem fechado quando não estiver a ser utilizado.
 - Este produto contém uma concentração de ácido bórico considerada segura se utilizada de acordo com as instruções de utilização. O ácido bórico tem o potencial para causar toxicidade reprodutiva.
 - Utilize antes de expirar o prazo de validade indicado na embalagem.
 - Rejeite toda a solução restante seis meses após a primeira abertura do frasco.
 - É necessária a supervisão de um adulto. Mantenha fora do alcance das crianças.
 - Não utilize com desinfeção pelo calor (térmica).
 - Não mude de solução de manutenção das suas lentes de contacto sem antes consultar o seu profissional da visão.

RISCOS RESIDUAIS E EFEITOS SECUNDÁRIOS INDESEJADOS:
Se sentir desconforto ocular persistente, dor ocular, ardor e sensação de picada, sensação de olho seco, lacrimejo excessivo, desconforto gastrointestinal (abdominal), vermelhidão ocular (irritação, reação alérgica/hipersensibilidade) ou perturbações da visão (visão turva, redução da visão), retire imediatamente as suas lentes de contacto. Consulte o seu profissional da visão para identificar o problema e procurar tratamento para evitar lesões graves. Poderá estar presente uma infeção ocular (infeção microbiana grave) que, se não for tratada, pode levar a perda da visão (diminuição permanente da visão).

Estes sinais e sintomas podem estar associados a múltiplas condições, incluindo Inflamação e Reação de toxicidade (geral e sistémica).

Comunicação de incidentes graves:
Qualquer incidente grave relacionado com a utilização deste dispositivo médico deve ser comunicado à Alcon Laboratories Inc.:
Contacte o representante local do país ou o seu distribuidor Alcon.
E-mail: qa.complaints@alcon.com
Estes incidentes graves também devem ser comunicados à autoridade competente em matéria de dispositivos médicos do seu país.

APRESENTAÇÃO:
A Solução OPTI-FREE™ PureMoist™ é esterilizada por filtração e apresenta-se em frascos de plástico com capacidades compreendidas entre 90 mL e 300 mL. Estojo porta-lentes da ALCON incluído.

STERILE Esterilizado por técnicas de processamento asséptico.

TABELA-GLOSSÁRIO DE SÍMBOLOS

Símbolo	Definições
	Advertência
	Consultar as instruções de utilização ou as instruções de utilização eletrónicas
	Não utilizar se a embalagem estiver danificada e consultar as instruções de utilização
	Data de fabrico
	Contém substâncias perigosas
	Sistema de barreira estéril único
	Dispositivo Médico
	Identificador Único do Dispositivo
	Símbolo de licença de resíduos de embalagens

Fabricante
Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, TX 76134-2099, EUA

Mandatário dentro da União Europeia
Alcon Laboratories Belgium
Lichterveld 3
2870 Puurs-Sint-Amands
Bélgica

0123 www.ifui.alcon.com

© 2025 Alcon Inc.

Alcon

™TETRONIC™ é uma marca comercial da BASF.

Date de emissão: 2025-08

INSTRUCCIONES DE USO

➊ Este folheto com as instruções de uso (IFU) contém informação importante para o uso e a segurança do produto. Leia cuidadosamente e guarde-o como referência futura.

NOMBRE DEL PRODUCTO:
OPTI-FREE™ PureMoist™ Solución desinfectante multi-acción y portales de contacto Alcon (plano).

DESCRIPCIÓN:
OPTI-FREE™ PureMoist™ Solución desinfectante multi-acción y portales de contacto Alcon (plano).
OPTI-FREE™ PureMoist™ solución desinfectante multi-acción es una solución acuosa esteril tamponada que contiene citrato de sodio, cloruro de sodio, ácido bórico, sorbitol, aminomethylpropanol, EDTA disódico, dos agentes humectantes (TETRONIC™ 1304 y Matriz Humectante HydrAGlyde™ [EOBO-41™ (polioxi-etileno-polioxi-butileno)] con conservantes POLYQUAD™ (poliquaternium-1) 0,001 % y ALDOX™ (mistamidopropil dimetilamina) 0,0006 % y agua purificada. La Matriz Humectante HydrAGlyde™ es un copolímero de bloque multifuncional patentado que se ha diseñado principalmente para la humectación y lubricación de las lentes de contacto de hidrogel de silicona. El portales para lentes de contacto Alcon es accesorio de la solución OPTI-FREE™ PureMoist™. El portales tiene un diseño de compartimentos planos, que consta de dos cierrres y una base con dos huecos para las lentes de contacto.
OPTI-FREE™ PureMoist™ Solución desinfectante multi-acción y el portales de lentes de contacto Alcon deben utilizarse siempre conjuntamente.

BENEFICIOS CLÍNICOS:
Cuando se utiliza tal y como se indica, la Solución OPTI-FREE™ PureMoist™:
• **Limpia** mediante la eliminación de las proteínas y la reducción de los depósitos de lípidos de las lentes de contacto durante la desinfección y el almacenamiento.
• **Desinfecta:** Los desinfectantes duales, biocompatibles POLYQUAD™ y ALDOX™ actúan contra los microorganismos dañinos (bacterias, hongos y *Acanthamoeba*).
• **Adaptar:** Se puede utilizar para aclarar y recondicionar sus lentes de contacto en cualquier momento.
• **Almacena:** Las lentes de contacto se pueden almacenar en el portales sin abrir hasta 30 días tras su desinfección.
• **Proporciona comodidad y humedece las lentes de contacto:** La Matriz Humectante HydrAGlyde™ humedece la lente de contacto y la mantiene hidratada.

PROPOSITO PREVISTO/USO:
La solución OPTI-FREE™ PureMoist™ está indicada para la limpieza, desinfección, y almacenamiento de lentes de contacto blandas (incluidas las lentes de hidrogel de silicona).

USUARIOS PREVISTOS/POBLACION OBJETIVO
Usuarios de lentes de contacto (a partir de 7 años) que utilicen lentes de contacto blandas (incluidas las de hidrogel de silicona), que sean capaces de comprender y seguir las indicaciones e instrucciones de uso (o que tengan un cuidador que pueda actuar en su nombre), y profesionales de la atención oftálmica.

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO:
Basándose en el conjunto de pruebas obtenidas a partir de investigaciones clínicas, la documentación clínica publicada y la experiencia clínica (vigilancia post-comercialización), la solución OPTI-FREE™ PureMoist™ está indicada para la limpieza, desinfección, almacenamiento de lentes de contacto blandas (incluidas las lentes de hidrogel de silicona).

INSTRUCCIONES DE USO:
Instrucciones generales:

- Retire por completo el sello grabado alrededor del cuello del bote antes de usarlo.
- Antes de manipular las lentes de contacto, siempre lávese y séquelas las manos convenientemente y séquelas con una toalla limpia y sin pelusas.
- Limpie, recondicione, aclare y desinfecte las lentes de contacto cada vez que se las quite.
- Manipule siempre las lentes de contacto en el mismo orden, primero la derecha o la izquierda, para evitar confusiones.
- Cuando utilice un nuevo portales para lentes de contacto Alcon, enjuague con la Solución OPTI-FREE™ PureMoist™ antes de usarlo para retirar cualquier resto de suciedad.

Siga las instrucciones de uso:

- **Humedezca minuciosamente** cada lado de la lente de contacto con la Solución OPTI-FREE™ PureMoist™.
- **Frote** cada lado de la lente de contacto durante 10 segundos (para un tiempo de frotado de 20 segundos en total).
- **Enxague** cada lado de la lente de contacto durante 10 segundos con un chorro continuo de Solución OPTI-FREE™ PureMoist™ (para un tiempo de enjuague total de 20 segundos).
- **llene** su portales de lentes de contacto Alcon con Solución OPTI-FREE™ PureMoist™ nueva. **Guarde** las lentes de contacto en el portales cerrado durante la noche o al menos 6 horas. Tras haber estado sumergidas, las lentes de contacto estarán desinfectadas y listas para su uso.
- Si quedara algún residuo en las lentes de contacto, acérdaelas con la Solución OPTI-FREE™ PureMoist™ antes de ponerse las. Puede guardar las lentes de contacto en el portales cerrado con Solución OPTI-FREE™ PureMoist™ hasta 30 días. Una vez transcurrido ese tiempo, deberá limpiar y desinfectar las lentes de contacto con Solución OPTI-FREE™ antes de usarlas.

Limpeza del portales:
• Tras el uso, siempre vacíe y limpie el portales de contacto Alcon aclarándolo con Solución OPTI-FREE™ PureMoist™ nueva. No lave el portales con agua.
• Antes de permitir que el portales se seque al aire, asegúrese de que no quede solución en el portales.

CONTRAINDICACIONES (motivos para no utilizarlo):
No use este producto si es alérgico a alguno de los componentes.

ADVERTENCIAS:
Es fundamental que siga las instrucciones de su profesional de la atención oftálmica y de todas las instrucciones de uso de la etiqueta para un uso y cuidados adecuados de sus lentes y de los productos de mantenimiento, incluyendo el portales. No reutilice ni "rellene" de solución el portales ya que podría reducir la desinfección efectiva de las lentes de contacto. Los problemas oculares, incluyendo las infecciones o úlceras corneales pueden desarrollarse rápidamente y provocar la pérdida de la visión. Si siente molestias persistentes en los ojos, dolor ocular, ardor y escozor, sensación de sequedad en los ojos, lagrimejo excesivo, enrojecimiento (irritación, respuesta alérgica) o cambios en la visión (disminución de la visión), extraiga IMEDIATAMENTE las lentes de contacto y consulte a su profesional de la atención oftálmica, ya que el problema podría agravarse.

PRECAUCIONES:

- Utilice siempre Solución OPTI-FREE™ PureMoist™ nueva. Nunca reutilice la solución del portales.
- Utilice siempre el nuevo portales para lentes de contacto Alcon (plano) que se proporciona con cada compra de solución OPTI-FREE™ PureMoist™.
- Para ayudar a prevenir infecciones oculares, reemplace con frecuencia su portales.
- PRECINTO DE SEGURIDAD: No usar si el precinto está dañado o falta antes de abrirlo por primera vez.
- No usar si el envase o el frasco (envase estéril) o si el portales está dañado.
- No utilice nunca agua, solución salina o gotas humectantes para desinfectar sus lentes de contacto.
- No ingerir. En caso de ingestión, obtenga atención médica ya que pueden producirse molestias abdominales (malestar gastrointestinal).
- Para evitar la contaminación, nunca toque la punta del frasco con ninguna superficie.
- Cierre la tapa abatible después de su uso.

- Almacenar entre 15 °C y 30 °C.
- Mantenga bien cerrado el recipiente cuando no esté en uso.
- Este producto contiene un nivel seguro de ácido bórico* cuando se utiliza según las instrucciones de la etiqueta. El ácido bórico tiene el potencial de causar toxicidad reproductiva.
- Utilizar antes de la fecha de caducidad indicada en el producto.
- Una vez abierto el frasco, deseché cualquier solución restante pasados seis meses.
- Se requiere la supervisión de un adulto. Mantener fuera del alcance de los niños.
- No apto para desinfección térmica (por calor).
- No cambie de solución de cuidado de las lentes sin consultar con su profesional de la atención oftálmica.

RIESGOS RESIDUALES Y EFECTOS ADVERSOS NO DESEADOS:

Si experimenta molestias oculares persistentes, dolor ocular, ardor y escozor, sensación de ojo seco, lagrimeo excesivo, malestar gastrointestinal (abdominal), enrojecimiento ocular (irritación, respuesta alérgica/hipersensibilidad) o cambios en la visión (visión borrosa, disminución de la visión), quite se inmediatamente sus lentes de contacto. Consulte con su profesional de la atención oftálmica para identificar el problema y buscar tratamiento para evitar lesiones graves. Una infección ocular (infección microbiana grave) puede estar presente y, si no se trata, podría provocar pérdida de visión (disminución permanente de la visión).

Estos signos y síntomas pueden estar asociados con múltiples afecciones, que incluyen inflamación y respuesta de toxicidad (general y sistémica).

Notificación de incidentes graves:

Cualquier incidente grave relacionado con el uso de este producto sanitario debe notificarse a Alcon Laboratories, Inc.:
Póngase en contacto con la oficina local del país o su distribuidor de Alcon.
Correo electrónico: qa.complaints@alcon.com
Los incidentes graves también deberán notificarse a las autoridades competentes de productos sanitarios de su país.

PRESENTACIÓN:

La Solución OPTI-FREE™ PureMoist™, que se esteriliza mediante filtración, se suministra en frascos de plástico, en tamaños que van de los 60 ml a los 300 ml. Se incluye portales lentes Alcon.

STERILE Esterilizada mediante técnicas de procesamiento aséptico.

GLOSARIO DE SÍMBOLOS

Símbolo	Definiciones
	Precaución
	Consúltense las instrucciones de uso o las instrucciones de uso electrónicas
	No utilizar si el envase está dañado y consúltense las instrucciones de uso
	Fecha de fabricación
	Contiene sustancias peligrosas
	Un solo sistema de barrera estéril
	Producto sanitario
	Identificador único de producto
	Símbolos de gestión de residuos de envases

Fabricante
Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, TX 76134-2099, EE.UU.

Representante autorizado en la Unión Europea
Alcon Laboratories Belgium
Lichterveld 3
2870 Puurs-Sint-Amands
Bélgica

0123 www.ifu.alcon.com

© 2025 Alcon Inc.

Alcon

*TETRONIC™ es una marca registrada de BASF.

Fecha de publicación: 2025-08

W9020295-0825