

AVIZOR

PRESERVATIVE FREE

INDICACIONES:
Lacrifresh Aloe es un producto multidroga sin conservante que está especialmente indicado para el alivio de las irritaciones leves de los ojos provocadas por la contaminación, ambientes secos y cargados de polvo, humo, uso prolongado de lentes de contacto, agua clorada (piscinas) y otros agentes irritantes.

También está indicado para la humectación y lubricación de lentes de contacto. En usuarios de lentes de contacto proporciona una alta lubricación facilitando su colocación, mejorando el confort visual y el porte de la lente. El producto es compatible con todo tipo de lentes de contacto.

INSTRUCCIONES DE USO:
1. Lavar, aclarar y secarse las manos antes de la aplicación. 2. Coger un frasco de **Lacrifresh Aloe**, tirar del precinto de seguridad en sentido contrario a las agujas del reloj y retirar la tapa protectora. 3. Uso directo: Instilar una o dos gotas en cada ojo y parpadear varias veces. 4. Uso en lente de contacto: Aplicar una o dos gotas en la cara interna de la lente antes de llevarla al ojo. 5. Después de cada administración vuelva a colocar la tapa protectora. 6. Utilizar el producto según sus necesidades hasta un máximo de 8 veces al día. *Fecha de la última revisión: 2017/03.*

PRECAUCIONES:
• No ingerir y mantener fuera del alcance de los niños. • No usar el producto en caso de alergia a alguno de sus componentes. • En caso de reacción adversa o molestia, consultar con un especialista. • Una vez abierto el frasco, utilizar el producto durante un máximo de 90 días. • Evitar que la punta del envase entre en contacto con los ojos o cualquier otra superficie para evitar su contaminación. • No apriete el frasco con la tapa protectora colocada. • No utilizar el producto si el precinto de seguridad está roto o ausente, o el envase está dañado. • Conservar el producto a temperatura ambiente. • No utilizar después de la fecha de caducidad. • No usar el producto en combinación con un tratamiento farmacológico o cualquier otro producto que se aplique sobre la superficie ocular, ya que pueden alterar las funciones de ambos. • Mantener el frasco bien cerrado después de cada uso.

COMPOSICIÓN: Aloe vera, hipromelosa, electrolitos esenciales (Cl⁻, Na⁺, Ca²⁺, K⁺, Mg²⁺) en solución acuosa, tamponada e isotónica.

USAGE:
Lacrifresh Aloe is a preservative-free multi-drug product specially intended to relieve the symptoms of mild eye irritations caused by pollution, dry or dusty environments, smoke, prolonged use of contact lenses, chlorinated water (swimming pools) and other irritant agents.

It is also indicated for the wetting and lubrication of contact lenses. For contact lens wearers, it provides excellent lubrication, making it easier to insert the lens, improving visual comfort and the wearing of the lens. This product is compatible with all kinds of contact lenses.

INSTRUCTIONS FOR USE:
1. Wash, rinse and dry hands before using this product. 2. Take a bottle of **Lacrifresh Aloe**, pull the safety seal anticlockwise, and remove the protective cap. 3. Direct use: Apply one or two drops onto each eye and blink several times. 4. Use with contact lenses: Apply one or two drops into the internal part of each lens before placing on the eye. 5. After each administration, replace the protective cap. 6. Use the product, according to your needs, up to 8 times a day. *Last revision date: 2017/03.*

PRECAUTIONS:
• Do not ingest the solution, and keep out of children's reach. • Do not use the product if you are allergic to any of its ingredients. • If you experience ocular irritation or an adverse reaction, please consult a specialist. • Once the bottle is opened, use the product for a maximum of 90 days. • Ensure that the tip of the bottle does not come into contact with the eyes, or any other surface, to avoid contamination. Do not squeeze the bottle with the protective cap on. • Do not use the product if the safety seal is broken or missing, or the bottle is damaged. • Store the product at room temperature. • Do not use the product after the expiry date. • Do not use the product in combination with a pharmacological treatment or any other product that is applied on the ocular surface, as the functions of both could be altered. • Keep the bottle tightly closed after each use.

COMPOSITION:
Aloe vera, hypromellose, essential electrolytes (Cl⁻, Na⁺, Ca²⁺, K⁺, Mg²⁺) in aqueous, buffered and isotonic solution.

USAGE:
Lacrifresh Aloe est un produit multidroga sans conservateur indiqué spécialement pour soulager les symptômes d'irritation oculaire légère, provoquée par la pollution, les environnements secs ou poussiéreux, la fumée, le port prolongé de lentilles de contact, l'eau chlorée (piscines) et autres agents irritants.

Il est également indiqué pour humidifier et lubrifier les lentilles de contact. Pour les porteurs de lentilles de contact, il permet une excellente lubrification et facilite la pose des lentilles, tout en améliorant le confort visuel et le port de celles-ci. Ce produit est compatible avec tous les types de lentilles de contact.

MODE D'EMPLOI :
1. Se laver et se rincer les mains puis les sécher avant utilisation. 2. Prendre un flacon de **Lacrifresh Aloe**, retirer le sceau de sécurité en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'un montre et enlever l'embout de protection. 3. Utilisation directe : Verser une à deux gouttes dans chaque œil et cligner des yeux plusieurs fois. 4. Utilisation avec des lentilles de contact : Verser une à deux gouttes sur la surface interne de chaque lentille avant de la placer sur l'œil. 5. Remplacer l'embout de protection après chaque usage. 6. Utiliser le produit selon vos besoins, jusqu'à 8 fois par jour. *Date de la dernière révision : 03/2017.*

PRÉCAUTIONS :
• Ne pas ingérer la solution, et la garder hors de portée des enfants. • Ne pas utiliser le produit en cas d'allergie à l'un de ses composants. • En cas d'irritation oculaire ou d'effet indésirable, consulter un spécialiste. • Une fois le flacon ouvert, le produit doit être utilisé dans un délai maximum de 90 jours maximum. • Assurez-vous que le bout du flacon n'entre pas en contact avec les yeux ou avec toute autre surface, afin d'éviter la contamination. • Ne pas presser le flacon si l'embout de protection est en place. • Ne pas utiliser le produit si le sceau de sécurité est endommagé ou manquant, ou si le produit est déjà ouvert. • Ne pas utiliser le produit à température ambiante. • Ne pas utiliser le produit après la date de péremption. • Ne pas utiliser le produit avec un traitement pharmacologique ou tout autre produit appliqué sur la surface oculaire, afin d'éviter toute interaction médicamenteuse. • Bien refermer le flacon après chaque usage.

COMPOSITION :
Aloe vera, hypromellose, électrolytes essentiels (Cl⁻, Na⁺, Ca²⁺, K⁺, Mg²⁺) en solution aqueuse, tamponnée et isotonique.

APLICAÇÕES:
Lacrifresh Aloe é um produto multidroga sem conservantes, especialmente destinado ao alívio dos sintomas de irritações oculares ligeiras provocadas por poluição, ambientes secos e poeirentos, fumo, utilização prolongada de lentes de contacto, água clorada (piscinas) e outros agentes irritantes.

Também está indicado para humedecer e lubrificar lentes de contacto. Para os utilizadores de lentes de contacto, proporciona excelente lubrificação, facilitando a colocação das lentes, aumentando o conforto ocular e de utilização. Este produto é compatível com todos os tipos de lentes de contacto.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:
1. Lavar e secar as mãos antes de usar este produto. 2. Tirar uma embalagem de **Lacrifresh Aloe**, rodar o selo de segurança no sentido anti-horário e retirar a tampa de proteção. 3. Uso direto: colocar uma ou duas gotas em cada olho e pestanear várias vezes. 4. Uso com lentes de contacto: aplicar uma ou duas gotas na parte interna de cada lente antes de a colocar no olho. 5. Depois de cada administração, voltar a colocar a tampa de proteção. 6. Usar o produto conforme necessário, até 8 vezes por dia. *Data da última revisão: 2017/03.*

PRECAUÇÕES:
• Não ingerir a solução e manter fora do alcance das crianças. • Não utilizar o produto em caso de alergia a qualquer um dos seus ingredientes. • Em caso de irritação ocular ou reação adversa, consultar um especialista. • Após a abertura da embalagem, descartar o produto após 90 dias. • Certificar-se de que o bico da embalagem não entra em contacto com os olhos, nem com qualquer outra superfície, para evitar contaminação. • Não apertar a embalagem com a tampa de protecção colocada. • Não utilizar o produto se o selo de segurança estiver quebrado ou ausente, ou se a embalagem estiver danificada. • Conservar o produto a temperatura ambiente. • Não utilizar o produto depois da data de validade. • Não utilizar o produto em combinação com um tratamento farmacológico ou com qualquer outro produto que seja aplicado na superfície ocular, pois as funções de ambos podem sofrer alteração. • Manter a embalagem bem fechada após cada utilização.

COMPOSIÇÃO:
Aloe vera, hipromelose, eletrólitos essenciais (Cl⁻, Na⁺, Ca²⁺, K⁺, Mg²⁺) numa solução aquosa tamponada e isotónica.

APPLICAZIONI:
Lacrifresh Aloe è un prodotto multidroga privo di conservanti appositamente studiato per alleviare i sintomi di lievi irritazioni dell'occhio causate da inquinamento, ambienti secchi o carichi di polvere, fumo, uso prolungato di lenti a contatto, acqua clorata (piscine) e altri agenti irritanti.

È indicato anche per umettare e lubrificare le lenti a contatto. Fornisce a coloro che indossano lenti a contatto un'eccezionale lubrificazione, facilitando l'inserimento e migliorando il comfort visivo e l'uso delle lenti. Questo prodotto è compatibile con tutti i tipi di lenti a contatto.

ISTRUZIONI PER L'USO:
1. Prima di utilizzare il prodotto, lavarsi, risciacquare e asciugarsi le mani. 2. Prendere un flacone di **Lacrifresh Aloe**, tirare il sigillo di sicurezza in senso antiorario e rimuovere il cappuccio protettivo. 3. Uso diretto: instillare una o due gocce in ciascun occhio e sbattere le palpebre per diverse volte. 4. Uso con le lenti a contatto: instillare una o due gocce nella parte interna di ciascuna lente prima di collocarla sull'occhio. 5. Sostituire il cappuccio protettivo dopo ogni somministrazione. 6. Utilizzare il prodotto secondo le proprie esigenze, fino a 8 volte al giorno. *Data di ultima revisione: 03/2017.*

PRECAUZIONI:
• Non ingerire la soluzione e tenerla fuori dalla portata dei bambini. • Non utilizzare il prodotto in caso di allergia a uno qualsiasi degli ingredienti. • In caso di irritazione oculare o reazione avversa, consultare uno specialista. • Una volta aperto il flacone, utilizzare il prodotto per un massimo di 90 giorni. • Assicurarsi che la punta del flacone non venga a contatto con gli occhi o con qualsiasi altra superficie al fine di evitare contaminazioni. • Non schiacciare il flacone con il cappuccio protettivo inserito. • Non utilizzare il prodotto se il sigillo di sicurezza è rotto o mancante o se il flacone è danneggiato. • Conservare il prodotto a temperatura ambiente. • Non usare il prodotto dopo la data di scadenza. • Non utilizzare il prodotto in combinazione con un trattamento farmacologico o con qualsiasi altro prodotto che venga applicato sulla superficie oculare, in quanto le funzioni di entrambi potrebbero essere alterate. • Tenere il flacone ben chiuso dopo ogni uso.

COMPOSIZIONE:
Aloe vera, ipromellosa ed elettroliti essenziali (Cl⁻, Na⁺, Ca²⁺, K⁺, Mg²⁺) in una soluzione acquosa, tamponata e isotonica.

GEBRAUCHSANWEISUNG:
Lacrifresh Aloe ist ein Produkt zur Anwendung in mehreren Dosen ohne Konservierungsstoffe zur Linderung der Symptome leichter Augenreizungen durch Kontamination, ein trockenes oder staubiges Umfeld, Rauch, zu langes Tragen von Kontaktlinsen, mit Chlor behandeltes Wasser (Schwimmbäder) und andere reizende Substanzen.

Es ist auch zur Benetzung und Befeuchtung von Kontaktlinsen indiziert. Für Kontaktlinsenträger sorgt es für eine hervorragende Befeuchtung, was das Einsetzen der Linse erleichtert sowie den Sehkomfort und das Tragen der Linse verbessert. Das Produkt ist mit allen Arten von Kontaktlinsen kompatibel.

ANWENDUNG:
1. Vor dem Gebrauch des Produktes die Hände waschen, abspülen und abtrocknen. 2. Gegen den Uhrzeigersinn am Sicherheitsiegel einer Flasche **Lacrifresh Aloe** ziehen und die Schutzkappe entfernen. 3. Direkte Anwendung: Einen oder zwei Tropfen in jedes Auge geben und mehrmals blinzeln. 4. Anwendung mit Kontaktlinsen: Vor dem Einsetzen der Linsen einen oder zwei Tropfen auf die Innenseite jeder Linse träufeln. 5. Nach jeder Verwendung die Schutzkappe wieder aufsetzen. 6. Das Produkt nach Bedarf bis zu 8-mal täglich verwenden. *Datum der letzten Neubearbeitung: 2017/03.*

WARNHINWEISE:
• Lösung nicht einnehmen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. • Produkt bei Allergien gegen einen der Bestandteile nicht verwenden. • Wenn Nebenwirkungen oder Beschwerden auftreten, einen Spezialisten aufsuchen. • Nach dem Öffnen der Flasche das Produkt maximal 90 Tage lang verwenden. • Achten Sie darauf, dass die Flaschenstopfen nicht mit den Augen oder anderen Oberflächen in Kontakt kommt, um eine Kontamination zu vermeiden. • Nicht auf die Flasche drücken, wenn die Schutzkappe aufgesetzt ist. • Nicht verwenden, wenn das Sichtglas des Produkts beschädigt ist oder leicht oder die Flasche beschädigt ist. • Bei Zimmertemperatur aufbewahren. • Nach dem Verfallsdatum das Produkt nicht mehr verwenden. • Nicht in Kombination mit anderen pharmakologischen Behandlungen oder Produkten zur Anwendung auf der Augenoberfläche verwenden, um zu vermeiden, dass ihre Wirkung gegenseitig beeinflusst wird. • Die Flasche nach jedem Gebrauch fest verschlossen halten.

ZUSAMMENSETZUNG:
Aloe vera, Hypromellose, essentielle Elektrolyte (Cl⁻, Na⁺, Ca²⁺, K⁺, Mg²⁺) in wässriger, gepuffter und isotonischer Lösung.

nl GEBRUIK:
Lacrifresh Aloe is een conserveermiddelvrij product voor multidrosering, speciaal bestemd voor het verlichten van de symptomen van milde oogirritaties door verontreiniging, droge of stoffige omgevingen, rook, verlengd gebruik van contactlenzen, gechloreerd water (zwembaden) en andere irriterende stoffen.

Het is ook aangewezen voor de bevochtiging en lubrificatie van contactlenzen. Voor de dragers van contactlenzen biedt het een uitstekende lubrificatie, wat het indoen van de lens vergemakkelijkt, het visueel comfort verhoogt en het dragen van de lens verbetert. Dit product is compatibel met alle soorten contactlenzen.

GEBRUIKSAANWIJZING:
1. Was, spoel en droog uw handen alvorens dit product te gebruiken. 2. Neem een flesje **Lacrifresh Aloe**, draai de verzegeling in de richting van de beschermde dop. 3. Direct gebruik: breng één of twee druppels aan in elk oog en knipper meermalen. 4. Gebruik met contactlenzen: één of twee druppels op de binnenvan van beide lenzen druppelen alvorens deze op het oog te plaatsen. 5. De beschermde na iedere toediening terugplaatsen. 6. Gebruik het product, naargelang uw behoeften, tot 8 keer per dag. *Datum van laatste herziening: 2017/03.*

VOORZORGSMAATREGELEN:
• Niet inslikken en buiten het bereik van kinderen houden. • Gebruik het product niet als u allergisch bent voor een van de bestanddelen. • Als u oogirritatie of een ander ongewenst effect ervaart, raadpleeg een specialist te raadplegen. • Als de fles eenmaal is geopend, kan het product maximaal 90 dagen worden gebruikt. • Zorg ervoor dat de punt van de fles niet met de ogen of enig ander oppervlak in aanraking komt, om besmetting te voorkomen. • Niet in de fles knijpen met de beschermde dop open. • Het product niet gebruiken als de verzegeling is verbroken of ontbreekt, of wanneer de fles is beschadigd. • Het product bij kamertemperatuur bewaren. • Nietelooft gebruik na de vervaldatum. • Het product niet gebruiken in combinatie met een farmacologische behandeling of andere producten die op het oogoppervlak worden aangebracht, omdat de werking van beide mogelijk wordt beïnvloed. • Na elk gebruik de fles zorgvuldig sluiten.

SAMENSTELLING:
Aloe vera, hypromellose, essentiële elektrolyten (Cl⁻, Na⁺, Ca²⁺, K⁺, Mg²⁺) in waterige, gebufferde, isotone oplossing.

pl STOSOWANIE:
Kropki **Lacrifresh Aloe** to niezawierający konserwantów produkt wielodrogowy przeznaczony specjalnie do łagodzenia objawów niewielkiego podrażnienia oczu wywołanego przez zanieczyszczenie, suche powietrze albo pył, dym, przesuszone powietrze, soczewek kontaktowych, chlorowaną wodę (w basenach) oraz inne środki drażniące.

Jest także wskazany do zwilżania i nawilżania soczewek kontaktowych. U osób noszących soczewki kontaktowe zapewnia znakomite nawilżenie, ułatwiając założenie soczewki oraz poprawiając komfort widzenia i noszenia soczewek. Ten produkt jest zgodny z wszystkimi rodzajami soczewek kontaktowych.

SPOSÓB UŻYCIA:
1. Umij, spłucz i osusz ręce przed zastosowaniem produktu. 2. Z buteleczki kropli **Lacrifresh Aloe** zdejmij ochronną naklejkę zabezpieczającą, przekreślając ją w lewo i zdołaj wieczko ochronne. 3. Bezpośrednie zastosowanie: wprowadzić jedną lub dwie krople do każdego oka i mrugnąć kilka razy. 4. Stosowanie z soczewkami kontaktowymi: Nalozyc jedną lub dwie krople na wewnętrzną część każdej soczewki przed włożeniem soczewki do oka. 5. Po każdym użyciu z powrotem nalozyc wieczko ochronne. 6. Produkt stosować zgodnie z potrzebami, maksymalnie 8 razy dziennie. *Data ostatniej aktualizacji: 2017/03.*

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
• Nie spożywać, pisać i przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. • Nie stosować produktu, jeżeli odczuwa reakcję alergiczną na którykolwiek ze składników. • W przypadku pojawienia się podrażnienia oczu albo działania niepożądanego skonsultować się ze specjalistą. • Po otwarciu buteleczki produkt należy zużyć w ciągu maksymalnie 90 dni. • Dopóki nie, aby końcówka buteleczki nie miała kontaktu z oczami ani z żadną inną powierzchnią, aby uniknąć zakażenia. • Nie stosować buteleczki z zakażonymi lub uszkodzonymi. • Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej. • Nie stosować produktu po upływie daty ważności. • Nie stosować produktu w połączeniu z farmakoterapią ani z innymi produktami podawanymi na powierzchnię oka, ponieważ może to mieć wpływ na działanie obu produktów. • Zamykać dokładnie buteleczkę po każdym użyciu.

SKŁAD:
Aloes, hipromeloz, główne elektrolyty (Cl⁻, Na⁺, Ca²⁺, K⁺, Mg²⁺) w wodnym, buforowanym roztworze izotonicznym.

dk BRUG:
Lacrifresh Aloe er et multidroga produkt uden konserveringsmidler specielt beregnet til lindring af symptomer på let øjenirritation forårsaget af forurening, tørre eller støvede omgivelser, røg, langvarig brug af kontaktlins, klorkhloreret vand (svømmepool) og andre irriterende stoffer.

Det er også indikeret til fugtning og smøring af kontaktlins. Det giver kontaktlinsbrugere fremragende smøring, gør det lettere at sætte linsen, forbedrer visuel komfort og gør det lettere at bære linsen. Dette produkt er kompatibelt med alle typer kontaktlins.

BRUGSANVISNING:
1. Vask og skyl dine hænder før brug af produktet. 2. Tag en flaske **Lacrifresh Aloe**, træk sikkerhedsforseglingen med uret og fjern beskyttelseshætten. 3. Direkte brug: Dryp en eller to dråber i hvert øje og blink flere gange. 4. Brug med kontaktlins: Påfør en eller to dråber i den indvendige del af hver linse, før den sættes i øjet. 5. Sæt beskyttelseshætten på igen efter hver anvendelse. 6. Brug produktet efter behov, op til 8 gange dagligt. *Dato for sidste revision: 2017/03.*

FORHOLDSREGLER:
• Væksenik ikke indtages og skal opbevares utilgængelig for børn. • Må ikke bruges hvis du er allergisk over for nogle af komponenterne. • Konsulter en kontaktlensespecialist, hvis der opstår irritation eller lignende reaktioner. • Efter åbning må produktet bruges i maksimalt 90 dage. • Sorg for at spidsen af flasken ikke kommer i kontakt med øjnene eller overflader for et uønsket kontakt. • Undlad at klemme på flasken med beskyttelseshætten påsat. • Produktet må ikke bruges, hvis sikkerhedsforseglingen er brudt eller mangler, eller hvis flasken er beskadiget. • Opbevar produktet ved rumtemperatur. • Produktet må ikke anvendes efter udløbsdatoen. • Produktet må ikke anvendes samtidig med en lægemiddelsbaseret behandling af øjnene. • Produktet kan påvirke funktionen af andre produkter som påføres på øjets overflade, da funktionen til begge midler kan ændres. • Hold flasken tæt lukket efter brug.

SAMMENSETNING:
Aloe vera, hypromellose, essentielle elektrolytter (Cl⁻, Na⁺, Ca²⁺, K⁺, Mg²⁺) i vandig og isotonisk bufferopløsning.

no BRUK:
Lacrifresh Aloe er et produkt uten konserveringsmiddel i flerangsdose-forpakning, ment til å lette av symptomene på mildt iritasjon i øynene forårsaket av forurensning, tørre eller støvete miljøer, røyk, langvarig bruk av kontaktlins, klorholdig vann (svømmebasseng) og andre irriterende midler.

Det er også indikert for fuktig og smøring av kontaktlins. For brukere av kontaktlins gir det utmerket smøring, gjør det enklere å sette inn linsen, visuelt komfort og gjør det lettere å bære kontaktlinsen. Dette produktet er kompatibelt med alle typer kontaktlins.

BRUKSANVISNING:
1. Vask, skyl og tork hendene før du bruker dette produktet. 2. Ta en flaske med **Lacrifresh Aloe**, trekk av sikkerhetsforseglingen i retning med klokken, og ta av beskyttelseshetten. 3. Direkte bruk: Dryp en eller to dråper i hvert øye og blink flere ganger. 4. Bruk med kontaktlins: Dryp en eller to dråper inn på den innvendige siden av hver linse før du setter den inn på øyet. 5. Sett beskyttelseshetten tilbake på plass etter hver administrering. 6. Bruk produktet i henhold til behov, opptil åtte ganger om dagen. *Siste revisjonsdato: 2017/03.*

FORHOLDSREGLER:
• Løsningen må ikke svelges, og den må oppbevares utilgjengelig for barn. • Ikke bruk produktet hvis du er allergisk mot noen av ingrediensene. • Hvis du opplever iritasjon i øyet eller en brenning, må du kontakte en spesialist. • Når flasken er åpnet, må produktet brukes innen maksimalt 90 dager. • Pass på at tuppen av flasken ikke kommer i kontakt med øynene, eller noen andre overflater, slik at smitteoverføring unngås. • Ikke klem på flasken med beskyttelseshetten på. • Produktet skal ikke brukes hvis sikkerhetsseglet er brutt eller mangler, eller hvis flasken er skadet. • Oppbevar ved udløbsdatoen. • Produktet må ikke anvendes samtidig med en legemiddelsbasert behandling av øynene. • Produktet kan påvirke funksjonen til andre produkter som påføres på øyets overflate, da funksjonen til begge midler kan endres. • Hold flasken tett lukket etter bruk.

SAMMENSETNING:
Aloe vera, hypromellose, essentielle elektrolytter (Cl⁻, Na⁺, Ca²⁺, K⁺, Mg²⁺) i vandig, buffert og isotonisk løsning.

lt VARTOJIMAS:
Lacrifresh Aloe yra daugiadozės preparatas be konservantų, specialiai skirtas palengvinti nesmarakią sudirgusių akių simptomams, kuriuos sukelia sausa, ausa ir dulkių aplinka, dūmai, ilgalaikis kontaktinių lęšių naudojimas, chloruotas vanduo (plaukimo baseinose) ar kitos dirginančios medžiagos.

Preparatas taip pat skirtas drėkinti ir tepėti kontaktiniams lęšiams. Kontaktiniams lęšius nesiojančiam asmeniui jis užtikrina puikų tepimą, todėl lęšių lengviau įdėti, pagerėja rega ir padidėja su lęšiais naudojimo sūspes komfortas. Šis preparatą galima vartoti nesiojant visu tipų kontaktinius lęšius.

VARTOJIMO INSTRUKCIJOS:
1. Prieš naudodami šį preparatą nusiplaukite, nuskalaukite ir nudryškinkite rankas. 2. Paėmę **Lacrifresh Aloe** buteliuką, patraukite nieš lakrodozės rėmelį apsauginiu apvalkalčiu. 3. Direktoji vartojimo: įlašinti vieną ar du lašus į kiekvieną akį. 4. Naudojimas ant kontaktinių lęšių: prieš įdėdami lęšius į akis ant abiejų lęšių vidinės pusės užlašinkite po vieną ar du lašus. 5. Kiekvieną kartą pavartoję uždekte apsauginį gaubtelį. 6. Preparatą vartokite pagal pakuotės, iki 8 kartų per parą. *Paskutinės pėbūdos data: 2017 m. kovas.*

ATSARGUO PRIEMONĖS:
• Tirpalu nerūkyti, laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. • Nevartokite preparato, jei esate alergiški kitiems nors preparate esančioms medžiagoms. • Jei pasireiškia akių dirginimas ar nepageidaujama reakcija, kreipkitės į specialistą. • Aldarius buteliuką prieš vartojimą reikia suvartoti per ne ilgesnį kaip 90 dienų laikotarpį. • Kad išvengtumėte taršos, buteliuko galikulo nelieskite akių ar bet kuro kitų paviršių. • Kai uždegsite apsauginį gaubtelį, buteliuko nespaukite. • Nenaudokite, jei preparato apsauginis kamtelis sulūžęs ar jo nėra arba buteliukas yra sugadintas. • Preparatą laikyti kambario temperatūroje. • Išlaikyti laikotarpį, po kurio preparatą reikia išmesti, yra 90 dienų. • Nenaudokite preparato po galios pabaigos. • Nėlietojiet įstradėjimui kopā ar farmakoprofilaksiā vai kādu citu izstrādājumu, ko uzpūlina uz acs virsmas, jo pudelites saturs iedarbība var tikt izmainīta. • Pēc kartas lietošanas reizes uzpūlinate pudelīti, ciēs nēslēgtu.

SUĒTIS:
Tīkrajē alvajai, hipromelozē, būtīnējēi elektrolīti (Cl⁻, Na⁺, Ca²⁺, K⁺, Mg²⁺) buferīnāmē izotonīnāmē vandens tirpālē.

lv LIETOJUMS:
Lacrifresh Aloe ir konservants nesaturēšs, vairāku devu izstrādājums, kas īpaši paredzēts, lai samazinātu simptomus vieglām aknu iekaismām, ko izraisa piesārņojums, sausais vai putekļains vides, dūmu, ilgstoša kontaktlēcī lietošana, hlorēts ūdens (peldbaseinos) un citas kairinošas vielas.

Tas ir arī indēkots kontaktlēcī mitrināšanai un eļļošanai. Kontaktlēcī nēsiājamē tas nodrošina lielisku eļļošanu, atvieglojot kontaktlēcī ievietošanu, uzlabojot redzes komfortu un kontaktlēcī lietojumu. Šis izstrādājums ir sadērgis ar visu devu kontaktlēcī.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU:
1. Pirms šī izstrādājuma lietošanas nomazgāiet, noskalojiet un nosaukiet rokas. 2. Paņemiet **Lacrifresh Aloe** pudelīti, velciet aizsarggaiziņā pretlēcī pulksteņrādītājā virzienā vērzienu ar nometēm aizsarggaiziņu. 3. Tieš lietojums: ielieciet vienu vai divus pilienus katrā acī un varākrāt pārmērīkiet acīs. 4. Lietošana ar kontaktlēcām: pirms kontaktlēcī ievietošanas acīs uzpūlīt vienu līdz divus pilienus uz katras kontaktlēkiskās iekšējās virsmas. 5. Pēc kartas lietošanas reizes uzpūlīt aizsarggaiziņu. 6. Izmantojiet šo izstrādājumu pēc vajadzības līdz 8 reizēm dienā. *Pēdējās pārskatīšanas datums: 03/2017.*

PISARDZĪBAS PASĀKUMI:
• Nenoriet šķidrumu un uzglabājiet to bērniem nepieejamā vietā. • Nēlietojiet šo izstrādājumu, ja ir zināma alērgija pret tā sastāvdaļām. • Ja rodas acs kairinājums vai kūsāpūšanās, konsultējiet ar speciālistu. • Pēc pudelites atvēršanas izmantojiet izstrādājumu ne ilgāk par 90 dienām. • Nodrošiniet, ka pudelītes gals nenonāk sakarsē ar acīm vai kādu citu virsmu, lai neradītu piesārņojumu. • Nēspiediet pudelīti ar uzpūlītu aizsarggaiziņu. • Nēlietojiet izstrādājumu, ja aizsarggaiziņā ir salūzusi, tas nav vai pudelīte ir sabojāta. • Uzglabājiet izstrādājumu istabas temperatūrā. • Nēlietojiet izstrādājumu pēc derīguma termiņa beigām. • Nēlietojiet izstrādājumu kopā ar farmakoprofilaksi vai kādu citu izstrādājumu, ko uzpūlina uz acs virsmas, jo pudelites saturs iedarbība var tikt izmainīta. • Pēc kartas lietošanas reizes uzpūlinate pudelīti, ciēs nēslēgtu.

SASTĀVĀS:
Aloe vera, hipromelozē, būtiskie elektrolīti (Cl⁻, Na⁺, Ca²⁺, K⁺, Mg²⁺) ūdens, buferētā un izotoniskā šķīdumā.

