

ENGLISH | Instructions for Use

Disinfecting, cleaning and storing system for rigid gas permeable contact lenses.

FOR SCLERAL CONTACT LENSES

Rinse the lenses with **cleadew CareSolution** or other rinsing solutions (sterile saline solution, rinsing solutions for contact lenses, and multipurpose solutions [MPS]) for soft contact lenses) when wearing the lenses after care as required by this lens care system. Avoid using solutions containing sodium chlorite (for example, LENS Plus [Ocupure] or REGARD).

Wash your hands well with mild soap before handling your contact lenses.

Use the special lens case included (do not use any other lens cases).

1 DISINFECTING, CLEANING AND NEUTRALIZING



- Set a neutralizing and cleaning tablet **at the specified position (slit)** of the dedicated case body. Be sure to use the dedicated case. **⚠**Setting the tablet at a position other than the specified position may lead to unsuccessful neutralisation, resulting in colouration of the lens.
- Place the lenses in the lens holder of the case.
- Fill the case with the disinfecting solution up to the marked line.
- Close the case lid and let it stand for at least four hours.
- Confirm that the lenses and the solution are clear.



2 RINSING LENSES

- Pick up the cleaned/disinfected lenses from the holder. Hold them with your fingers and rinse both sides with **cleadew CareSolution** or sterile saline solution for **at least 10 seconds**. **⚠**If you fail to rinse the lenses or your rinsing was not thorough enough, the lenses may cause eye irritation. Be sure to rinse the lenses thoroughly.

STORING LENSES

- To store the lenses, be sure to follow the instructions of eye care professionals.
- When planning to wear lenses that have been stored for 24 hours or longer, it is recommended to start care from the beginning before wearing them.

⚠ PRECAUTIONS

- ⚠**To avoid serious eye infections or damage, always follow the user instructions.
- Do not use the product if you are allergic to any of the ingredients used in it.
- If you experience such symptoms as eye pain and irritation, remove your lenses immediately and consult your eye doctor or an eye care practitioner.
- In the unlikely event that the lens is coloured after care, do not wear the coloured lens.
- Always use the **cleadew SL** system components including the lens case.
- Use the disinfecting solution and the neutralizing and cleaning tablet together.
- Do not use the product together with another solution, tablet, or pharmaceutical drug.
- After using up all of the neutralizing and cleaning tablets, discard any remaining solution in the bottle.
- Do not use for soft contact lenses.
- ⚠**Do not use the product if the bottle or package is soiled or damaged.
- Do not use the tablet if it is damaged or discoloured.
- Do not use the solution if it is cloudy or its colour is a colour other than orange due to discolouration.
- Do not wear lenses without rinsing them with **cleadew CareSolution** or sterile saline solution after disinfecting, cleaning and neutralizing.
- Do not reuse the solution. (The solution after lens care is neutralized and cannot disinfect the lens. To prevent eye infection, do not reuse the solution.)
- Do not use the product after the expiry date.
- ⚠**Discard any remaining solution 90 days after opening the bottle.
- Use the tablets immediately after opening the package.
- Do not touch the tip of the bottle to avoid contamination.
- Close the bottle tightly after use.
- To prevent bacterial contamination, do not transfer the disinfecting solution to another container, nor replenish it with water or other liquid medical agent.
- Do not use tap water to rinse the lenses or lens case.
- ⚠**Keep out of reach of children.
- ⚠**Store products in a dry place at room temperature, avoiding direct sunlight.
- To prevent contamination, use a new lens case with each purchase.
- If the solution adheres to your clothes, wash with water immediately.
- Rinse off any remaining solution on the wash stand with water after each use to prevent staining on the surface of the wash stand.
- Do not swallow the solution or tablet. If you do so, drink a large amount of drinking water immediately.
- ⚠**Not to be used in the eye. If you do so, immediately rinse the eye with sterile saline solution or eye washes.
- Do not change the contact lens care system without consulting your eye care professional.
- ⚠**Boric acid is toxic to reproduction and can reduce future fertility if taken by children or harm babies if taken by pregnant or lactating women. Although this product also contains boric acid, the amount of boric acid in this product is at a concentration that does not pose a health hazard. This product is safe for use by children and pregnant or lactating women as long as the product's directions are followed. Sensitivity to chemicals differs from person to person. For sensitive individuals, the recommendation is to rinse the lens with sterile saline solution before wearing.
- Do not use the solution after the expiry date.
- ⚠**Discard any remaining solution 90 days after opening the bottle.
- Use the tablets immediately after opening the package.
- Do not touch the tip of the bottle to avoid contamination.
- Close the bottle tightly after use.
- To prevent bacterial contamination, do not transfer the disinfecting solution to another container, nor replenish it with water or other liquid medical agent.

INGREDIENTS

[Disinfecting solution]
Povidone-iodine (0.05%)
⚠Boric acid

STERILE A **⚠**

[Neutralizing and cleaning tablet]
Sodium Sulfate (2.4 mg/tablet),
Proteolytic enzyme (8.0 mg/tablet)

FRANÇAIS | Mode d'emploi

Système de désinfection, de nettoyage et de conservation pour lentilles de contact rigides perméables au gaz.

POUR LENTILLES DE CONTACT SCLÉRALES

Rincer les lentilles avec **cleadew CareSolution** ou une autre solution de rinçage (solution saline stérile, solution de rinçage pour lentilles de contact ou solution polyvalente [MPS] pour lentilles de contact) lors du port des lentilles après les avoir entretenues conformément à ce système d'entretien des lentilles. Éviter d'utiliser des solutions contenant du chlorite de sodium (par exemple, LENS Plus [Ocupure] ou REGARD).

Bien se laver les mains avec un savon doux avant de manipuler les lentilles.

Utiliser l'étui à lentilles spécial fourni (ne pas utiliser d'autre étui à lentilles).

1 DÉSINFECTER, NETTOYER ET NEUTRALISER



- Placer un comprimé neutralisant et nettoyant **à la position spécifiée (fente)** du corps de l'étui dédié. S'assurer de bien utiliser l'étui dédié à cet effet. **⚠**Le fait de placer le comprimé dans une position autre que celle spécifiée risque d'entraîner une neutralisation infructueuse, ce qui entraînerait une coloration de la lentille de contact.
- Placez les lentilles de contact dans le porte-lentille de l'étui.
- Remplissez avec la solution désinfectante jusqu'à la ligne indiquée.
- Fermez le couvercle du boîtier et laissez reposer pendant au moins quatre heures.
- S'assurer que les lentilles et la solution sont incolores.



2 RINCER LES LENTILLES DE CONTACT

- Retirez les lentilles nettoyées/désinfectées du support. Tenez-les entre vos doigts et rincez les deux côtés avec **cleadew CareSolution** ou une solution saline stérile pendant **au moins 10 secondes**. **⚠**Ne pas rincer les lentilles ou ne pas le faire convenablement peut provoquer une irritation des yeux. Assurez-vous de convenablement rincer les lentilles.

CONSERVER LES LENTILLES DE CONTACT

- Pour ranger les lentilles de contact, suivre les instructions données par les professionnels de soins oculaires.
- Si vous prévoyez de porter les lentilles de contact qui ont été rangées pendant 24 heures ou plus, il est recommandé de démarrer l'entretien à partir du début avant de les porter.

⚠ PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ⚠**Afin d'éviter toute infection ou lésion oculaire grave, il est important de suivre les consignes d'utilisation.
- N'utilisez pas de produit en cas d'allergie à l'un des ingrédients utilisés dans sa composition.
- En cas de symptômes comme des douleurs ou des irritations aux yeux, retirez les lentilles immédiatement et consultez un ophtalmologiste ou un spécialiste de soins oculaires.
- Dans le cas peu probable que les lentilles de contact seraient colorées après l'entretien, ne les portez jamais.
- Utilisez toujours les produits **cleadew SL** system, y compris l'étui à lentilles.
- Utilisez toujours ensemble la solution désinfectante et le comprimé neutralisant et nettoyant.
- N'utilisez pas ce produit avec une autre solution, ou un autre comprimé ou médicament.
- Une fois la totalité des comprimés de neutralisation et de nettoyage ont été utilisés, jetez toute solution restante dans le flacon.
- Ne pas utiliser pour les lentilles souples.
- ⚠**N'utilisez pas le produit si le flacon ou l'emballage est sale ou abîmé.
- N'utilisez pas de comprimé endommagé ou décoloré.
- N'utilisez pas une solution trouble ou décolorée et d'une autre couleur que l'orange.
- Après la désinfection, le nettoyage et la neutralisation, il ne faut pas porter les lentilles sans les avoir rincées avec **cleadew CareSolution** ou une solution saline stérile.
- Ne réutilisez pas la solution. (Après l'entretien des lentilles, la solution est neutralisée et ne peut plus désinfecter d'autres lentilles. Pour éviter toute infection oculaire, ne réutilisez pas la solution.)
- N'utilisez pas le produit après la date d'expiration.
- ⚠**Jeter la solution au bout de 90 jours après l'ouverture du flacon.
- Utilisez les comprimés directement après ouverture.
- Ne touchez pas l'embout du flacon afin d'éviter toute contamination.
- Refermez bien le flacon après l'utilisation.
- Pour éviter toute contamination bactérienne, ne transférez jamais la solution désinfectante dans un autre récipient, ne la complétez jamais avec de l'eau ou un autre agent médical liquide.
- N'utilisez pas de l'eau du robinet pour rincer les lentilles ou l'étui à lentilles.
- ⚠**Conserver hors de la portée des enfants.
- ⚠**Conservez les produits dans un endroit sec, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
- Afin d'éviter toute contamination, utilisez le nouvel étui à lentilles à chaque achat.
- Si la solution entre en contact avec des vêtements, lavez-les immédiatement à l'eau.
- Après chaque utilisation, rincez à l'eau toute solution restante au lavabo afin d'éviter qu'il ne soit pas taché.
- N'avez pas la solution ou le comprimé. Le cas échéant, boire de l'eau potable abondamment et immédiatement.
- ⚠**Ne pas utiliser dans les yeux. Si le produit entre en contact avec les yeux, rincez-les immédiatement avec une solution saline stérile non tamponnée et sans agent de conservation ou avec un liquide de rinçage oculaire.
- Ne changez pas de système de nettoyage de lentilles de contact sans consulter un professionnel de la vue.
- ⚠**L'acide borique est toxique pour la reproduction et peut réduire la fertilité dans le futur s'il est absorbé par des enfants ou nuire aux bébés s'il est absorbé par des femmes enceintes ou allaitantes. Bien que ce produit contienne également de l'acide borique, la concentration de celui-ci dans le produit n'implique aucun danger pour la santé. Ce produit peut être utilisé en toute sécurité par les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes, tant que ses consignes d'utilisation sont respectées. La sensibilité aux produits chimiques diffère d'une personne à l'autre. Pour les personnes sensibles, il est recommandé de rincer les lentilles avec une solution saline stérile avant de les mettre.

INGRÉDIENTS

[Solution désinfectante]
Povidone iodée (0.05%)
⚠Acide borique

STERILE A **⚠**

[Comprimé neutralisant et nettoyant]
Sulfite de sodium (2.4 mg/comprimé),
Enzyme protéolytique (8.0 mg/comprimé)

DEUTSCH | Gebrauchsanweisung

Desinfektions-, Reinigungs- und Aufbewahrungssystem für formstabile gasdurchlässige Kontaktlinsen.

FÜR SKLERAL-KONTAKTLINSEN

Spülen Sie die Linsen mit **cleadew CareSolution** oder anderen Spüllösungen (sterile Kochsalzlösung, Spüllösungen für Kontaktlinsen und Mehrzwecklösungen [MPS] für weiche Kontaktlinsen) ab, wenn Sie die Linsen nach der Pflege gemäß diesem Linsenpflegesystem tragen. Vermeiden Sie die Verwendung von Lösungen, die Natriumchlorit enthalten (z. B. LENS Plus [OcuPure] oder REGARD).

Vor dem Berühren der Kontaktlinsen reinigen Sie Ihre Hände gründlich mit einer milden Handwaschseife.

Verwenden Sie den mitgelieferten speziellen Kontaktlinsenbehälter (verwenden Sie keine anderen Kontaktlinsenbehälter).

1 DESINFEKTION, REINIGUNG UND NEUTRALISATION



- Eine Reinigungs- und Neutralisationstablette **an der angegebenen Position (Schlitz)** in den zugehörigen Behälter geben. Benutzen Sie nur den dazugehörigen Behälter. **⚠**Wenn Sie die Tablette nicht in den vorgesehenen Schlitz geben, kann die Neutralisierung fehlschlagen, was zu einer Verfärbung der Linse führen kann.
- Legen Sie die Linsen in das dafür vorgesehene Körbchen im Linsenbehälter.
- Füllen Sie ihn bis zur Markierung mit Desinfektionslösung auf.
- Schließen Sie den Behälterdeckel und lassen Sie diesen mindestens vier Stunden stehen.
- Nach der Neutralisationszeit achten Sie bitte darauf, dass sowohl die Flüssigkeit als auch die Kontaktlinsen transparent sind.



2 KONTAKTLINSEN ABSPÜLEN

- Nehmen Sie die gereinigten/desinfizierten Linsen aus dem Halter. Halten Sie sie mit den Fingern fest und spülen Sie beide Seiten **mindestens 10 Sekunden lang** mit **cleadew CareSolution** oder steriler Kochsalzlösung ab. **⚠**Falls Sie die Linsen nicht abspülen oder das Spülen gründlich genug erfolgt, können die Linsen Augenreizungen verursachen. Stellen Sie daher sicher, dass Sie die Linsen gründlich abspülen.

KONTAKTLINSEN AUFBEWAHREN

- Beachten Sie bei der Aufbewahrung der Linsen die Anweisungen von Augenoptikern oder Augenärzten.
- Wenn Sie vorhaben, Linsen zu tragen, die 24 Stunden oder länger gelagert worden sind, ist es empfehlenswert, die Reinigung vor dem Tragen von vorn zu beginnen.

⚠ SICHERHEITSHINWEISE

- ⚠**Halten Sie sich immer an die Gebrauchsanweisungen, um schwere Augeninfektionen oder Schäden zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe allergisch reagieren.
- Sollten Schmerzen bzw. Reizung der Augen auftreten, entfernen Sie sofort Ihre Kontaktlinsen vom Auge und suchen Ihren Augenarzt auf.
- In dem unwahrscheinlichen Fall, dass die Linse nach der Pflege verfärbt ist, tragen Sie die verfärbte Linse nicht.
- Benutzen Sie immer die Komponenten des **cleadew SL** Systems einschließlich des Kontaktlinsenbehälters.
- Benutzen Sie bitte immer nur die desinfizierende Lösung zusammen mit der neutralisierenden und reinigenden Tablette.
- Benutzen Sie das Produkt nicht zusammen mit anderen Lösungen, Tabletten oder pharmazeutischen Produkten.
- Nachdem die gesamte Menge der Neutralisations- und Reinigungstabletten aufgebraucht sind, entsorgen Sie die restliche Lösung aus der angebrochenen Flasche.
- Nicht für weiche Kontaktlinsen geeignet.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn die Flasche oder Verpackung verschmutzt oder beschädigt ist.
- Verwenden Sie die Tablette nicht, wenn Sie beschädigt oder verfärbt ist.
- Benutzen Sie die Lösung nicht, wenn Sie trüb oder die Farbe aufgrund von Verfärbung nicht orange ist.
- Bitte tragen Sie nur Kontaktlinsen, die nach der Desinfektion und Neutralisation mit **cleadew CareSolution** oder steriler Kochsalzlösung gespült wurden.
- Verwenden Sie die Lösung nicht erneut. (Die Lösung nach der Linsenpflege ist neutralisiert und kann bei Einnahme durch Kinder die zukünftige Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder bei Einnahme durch schwangere oder stillende Frauen das Kind schädigen. Obwohl dieses Produkt auch Borsäure enthält, liegt die Menge an Borsäure in diesem Produkt in einer Konzentration vor, die keine Gesundheitsgefährdung darstellt. Dieses Produkt ist für den Gebrauch durch Kinder sowie schwangere bzw. stillende Frauen sicher, sofern die Anweisungen des Produkts befolgt werden. Die Empfindlichkeit gegenüber Chemikalien ist von Person zu Person unterschiedlich. Für empfindliche Personen empfiehlt es sich, die Linse vor dem Tragen mit steriler Kochsalzlösung abzuspülen.
- Berühren Sie bitte nicht die Spitze der Flasche, um Verunreinigungen zu vermeiden.
- Die Flasche nach Gebrauch fest verschließen.
- Um eine bakterielle Infektion auszuschließen, verwenden Sie die Desinfektionslösung nicht in einem anderen Behälter und füllen Sie ihn nicht mit Wasser oder einer anderen medizinischen Flüssigkeit auf.
- Kontaktlinsen oder Kontaktlinsenbehälter nicht mit Leitungswasser spülen.
- ⚠**Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- ⚠**Bewahren Sie die Produkte an einem trockenen Platz bei Raumtemperatur auf und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Um Verunreinigungen zu vermeiden, benutzen Sie bei jedem Kauf einer Flasche einen neuen Kontaktlinsenbehälter.
- Sollte die Lösung auf Ihre Kleidung gelangen, waschen Sie diese sofort mit Wasser ab.
- Nach Kontakt mit dem Pflegemittel reinigen Sie bitte Ihr Waschbecken, um hartnäckige Flecken auf der Oberfläche zu vermeiden.
- Verschlucken Sie nicht die Lösung oder die Tablette. Im Falle des Verschluckens umgehend eine große Menge Trinkwasser zu sich nehmen.
- Direkten Kontakt der Desinfektionslösung mit den Augen vermeiden. Falls die Lösung ins Auge gelangt, das Auge umgehend mit einer ungepufferten, konservierungsmittelfreien und sterilen Kochsalzlösung oder einem Augenreinigungsmittel gründlich spülen.
- Wechseln Sie Ihr Kontaktlinsenpflegesystem nur nach fachkundiger Beratung.
- ⚠**Borsäure ist fortpflanzungsgefährdend und kann bei Einnahme durch Kinder die zukünftige Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder bei Einnahme durch schwangere oder stillende Frauen das Kind schädigen. Obwohl dieses Produkt auch Borsäure enthält, liegt die Menge an Borsäure in diesem Produkt in einer Konzentration vor, die keine Gesundheitsgefährdung darstellt. Dieses Produkt ist für den Gebrauch durch Kinder sowie schwangere bzw. stillende Frauen sicher, sofern die Anweisungen des Produkts befolgt werden. Die Empfindlichkeit gegenüber Chemikalien ist von Person zu Person unterschiedlich. Für empfindliche Personen empfiehlt es sich, die Linse vor dem Tragen mit steriler Kochsalzlösung abzuspülen.

INHALTSSTOFFE

[Desinfizierende Lösung]
Povidon-Iod (0.05%)
⚠Borsäure

STERILE A **⚠**

[Neutralisations- und Reinigungstablette]
Natriumsulfitt (2.4 mg/tablette),
Proteolytisches Enzym (8.0 mg/tablette)

ESPAÑOL | Instrucciones de uso

Sistema de desinfección, limpieza y almacenamiento para lentes de contacto rígidas permeables al gas

PARA LENTES DE CONTACTO ESCLERALES

Aclarar las lentes con la solución **cleadew CareSolution** u otras soluciones de aclarado (solución salina estéril, soluciones de aclarado para lentes de contacto y soluciones multiuso [MPS] para lentes de contacto blandas) cuando las lleve puestas después de haberlas cuidado como requiere este sistema de mantenimiento de lentes. Evite utilizar soluciones que contengan clorito sódico (por ejemplo, LENS Plus [Ocupure] o REGARD).

Lávese bien las manos con jabón neutro antes de manipular sus lentes de contacto.

Utilice el estuche especial para lentes que se incluye (no utilice ningún otro estuche para lentes).

1 CÓMO DESINFECTAR, LIMPIAR Y NEUTRALIZAR



- Coloque una tableta limpiadora y neutralizante **en la posición especificada (cavidad)** de la estructura del estuche suministrado. Asegúrese de utilizar el estuche específico de este producto. **⚠**Colocar la tableta en una posición diferente a la posición especificada puede conducir a una incorrecta neutralización, lo que resultará en la coloración de la lente.
- Coloque las lentes en el soporte de lentes del estuche.
- Rellene el estuche con la solución desinfectante hasta la línea marcada.
- Cierre la tapa del estuche y déjelo reposar durante al menos 4 horas.
- Asegúrese de que la solución y las lentes están transparentes.



2 ENJUAGAR LAS LENTES

- Coja las lentes limpiadas/desinfectadas del portaelentes. Sujételas con los dedos y enjuáguelas por ambos lados con **cleadew CareSolution** o una solución salina estéril durante **al menos 10 segundos**. **⚠**Si no aclara las lentes o si el aclarado no es lo suficientemente exhaustivo, las lentes pueden provocar irritación ocular. Asegúrese de aclarar bien las lentes.

GUARDAR LAS LENTES

- Para guardar las lentes, asegúrese de seguir las instrucciones de los profesionales de la visión.
- Cuando planea usar lentes que han sido almacenadas durante 24 horas o más, se recomienda comenzar su mantenimiento desde el principio antes de usarlas.

⚠ PRECAUCIONES

- ⚠**Para evitar infecciones o daño graves en los ojos, siga siempre las instrucciones de uso.
- No utilice el producto si es alérgico a cualquiera de sus ingredientes.
- Si tiene síntomas como dolor o irritación oculares, quítese las lentes inmediatamente y consulte con su oftalmólogo o un profesional de la visión.
- En el improbable caso de que la lente se coloree después del cuidado, no use las lentes coloreadas.
- Utilice siempre los componentes del sistema **cleadew SL** junto con el estuche para lentes.
- Utilice juntos la solución desinfectante y los comprimidos neutralizantes y limpiadores.
- No utilice el producto con otra solución, otro comprimido u otro fármaco.
- Después de agotar todos los comprimidos neutralizantes y limpiadores, deseché la cantidad de solución que quede en el bote.
- No utilice el producto con lentes de contacto blandas.
- No utilice el producto si el bote o el envoltorio están sucios o dañados.
- No utilice el comprimido si está dañado o descolorido.
- No utilice la solución si está turbia o tiene un color distinto al anaranjado, debido a la decoloración.
- No use sus lentes sin antes enjuagarlas con **cleadew CareSolution** o una solución salina estéril después de haberlas desinfectado, limpiado y neutralizado.
- No reutilice la solución. (La solución después del cuidado de la lente está neutralizada y no puede desinfectar la lente. Para evitar una infección ocular, no reutilice la solución).
- No utilice el producto después de su fecha de caducidad.
- ⚠**Deseche la cantidad de solución que quede 90 días después de abrir el bote.
- Utilice los comprimidos inmediatamente después de abrir el envoltorio.
- No toque la punta del bote para evitar la contaminación.
- Cierre el bote firmemente después de cada uso.
- Para evitar la contaminación bacteriana, no transfiera la solución desinfectante a otro recipiente, ni la llene con agua u otra solución.
- No utilice agua del grifo para enjuagar sus lentes o el estuche para lentes.
- ⚠**Mantenga fuera del alcance de los niños.
- ⚠**Conserve los productos en un lugar seco, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.
- No se trague la solución o el comprimido. Si lo hace, beba inmediatamente agua potable en abundancia.
- ⚠**Evite el contacto directo con los ojos. Si lo hubiera, enjuague el ojo con solución salina estéril, sin conservantes y no tamponada o colirio de inmediato.
- El ácido bórico es tóxico para la reproducción y puede reducir la fertilidad futura si lo toman niños o dañar a los bebés si lo toman mujeres embarazadas o en período de lactancia. Aunque este producto también contiene ácido bórico, la cantidad de ácido bórico en el mismo está en una concentración que no supone un peligro para la salud. Este producto puede ser utilizado sin peligro por niños y mujeres embarazadas o en período de lactancia siempre que se sigan las instrucciones del producto. La sensibilidad a los productos químicos varía de una persona a otra. Para las personas sensibles, la recomendación es enjuagar las lentes con solución salina estéril antes de usarlas.

INGREDIENTES

[Solución desinfectante]
Iodopovidona (0.05%)
⚠Acido bórico

STERILE A **⚠**

[Comprimidos neutralizantes y limpiadores]
Sulfito de sodio (2.4 mg/comprimido),
Enzima proteolítica (8.0 mg/comprimido)

ITALIANO | Istruzioni per l'uso

Sistema di disinfezione, pulizia e conservazione per lenti a contatto rigide gas permeabili.

PER LENTI A CONTATTO SCLERALI

Sciogliere le lenti con **cleadew CareSolution** o altre soluzioni di risciacquo (soluzione salina sterile, soluzione di risciacquo e soluzione multiuso [MPS] per lenti a contatto morbide) quando si indossano le lenti dopo il trattamento come richiesto da questo sistema per la cura delle lenti. Evitare l'uso di soluzioni contenenti clorito di sodio (ad esempio LENS Plus [Ocupure] o REGARD).

Lavare bene le mani con sapone neutro prima di toccare le lenti.

Utilizzare l'apposito portaelenti in dotazione (non utilizzare altri portaelenti).

1 DISINFETTARE, PULIRE E NEUTRALIZZARE



- Posizionare una compressa per neutralizzazione e pulizia **nella posizione specificata (fessura)** dell'apposito portaelenti. Assicurarsi di utilizzare l'apposito portaelenti. **⚠**La sistemazione della compressa in una posizione diversa da quella specificata può portare alla mancata neutralizzazione, provocando una colorazione della lente.
- Posizionare le lenti nelle gabbiette del portaelenti.
- Riempire il portaelenti con soluzione disinfettante fino alla linea segnata.
- Chiudere il coperchio del portaelenti e lasciar agire per almeno quattro ore.
- Assicurarsi che soluzione e lenti siano completamente incolore.



2 RISCIAQUARE LE LENTI

- Sollevere le lenti pulite/disinfettate dal supporto. Tenendole con le dita, risciacquare entrambi i lati con **cleadew CareSolution** o soluzione salina sterile per **almeno 10 secondi**. **⚠**Se non si risciacquano le lenti o se il risciacquo non è stato sufficientemente accurato, le lenti potrebbero causare irritazione agli occhi. Assicurarsi di risciacquare le lenti accuratamente.

CONSERVARE LE LENTI

- Per conservare le lenti, assicurarsi di seguire le istruzioni di ottici specializzati.
- Se si desidera indossare le lenti che sono state conservate per 24 ore o più, si consiglia di iniziare il trattamento dall'inizio prima di indossarle.

⚠ PRECAUZIONI

- ⚠**Per evitare gravi infezioni o lesioni oculari, seguire sempre le istruzioni per l'uso.
- Non utilizzare in caso di allergia agli ingredienti del prodotto.
- In caso di sintomi quali dolori o irritazioni agli occhi, rimuovere immediatamente le lenti e consultare il proprio oculista o uno specialista.
- Nell'eventualità che la lente risulti colorata dopo il trattamento, evitare di indossarla.
- Usare il sistema **cleadew SL** sempre e solo con i suoi componenti, incluso il portaelenti.
- Utilizzare sempre insieme la soluzione disinfettante e la compressa pulente.
- Non utilizzare il prodotto con altre soluzioni, compresse o medicinali.
- Una volta utilizzate tutte le compresse pulenti e neutralizzanti, gettare la soluzione residua nel fiacone.
- Non utilizzare il prodotto con lenti a contatto morbide.
- ⚠**Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto, risciacquare immediatamente con soluzione salina sterile, non tamponata, non conservata o colirio.
- Non cambiare il sistema di cura delle lenti a contatto senza aver prima consultato il proprio specialista.
- ⚠**L'acido borico è tossico per la riproduzione e può ridurre la fertilità futura se assunto da bambini o causare danni a neonati se assunto da donne in gravidanza o durante l'allattamento. Sebbene questo prodotto contenga anche acido borico, la sua quantità è a una concentrazione tale da non rappresentare un pericolo per la salute. Questo prodotto è sicuro per l'uso da parte di bambini e donne in gravidanza o in allattamento, purché vengano seguite le istruzioni. La sensibilità alle sostanze chimiche varia da persona a persona. Per i soggetti sensibili, si raccomanda di sciacquare le lenti con soluzione fisiologica sterile prima di indossarle.
- Per evitare la contaminazione batterica, non trasferire la soluzione disinfettante a un altro contenitore, né rabboccare lo stesso con acqua o altri agenti medici liquidi.
- Non utilizzare acqua del rubinetto per risciacquare le lenti o il portaelenti.
- ⚠**Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- ⚠**Conservare i prodotti in luogo asciutto a temperatura ambiente, lontano dalla luce solare.
- Per evitare rischi di infezione, a ogni acquisto del prodotto utilizzare un portaelenti nuovo.
- Se la soluzione dovesse finire sugli abiti, lavare subito con acqua corrente.
- Se rimangono gocce di soluzione sul lavandino, risciacquare con acqua per evitare che si macchi.
- Non ingerire la soluzione o le compresse. In caso di ingestione, bere subito acqua in abbondanza.
- ⚠**Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto, risciacquare immediatamente con soluzione salina sterile, non tamponata, non conservata o colirio.
- Non cambiare il sistema di cura delle lenti a contatto senza aver prima consultato il proprio specialista.
- ⚠**L'acido borico è tossico per la riproduzione e può ridurre la fertilità futura se assunto da bambini o causare danni a neonati se assunto da donne in gravidanza o durante l'allattamento. Sebbene questo prodotto contenga anche acido borico, la sua quantità è a una concentrazione tale da non rappresentare un pericolo per la salute. Questo prodotto è sicuro per l'uso da parte di bambini e donne in gravidanza o in allattamento, purché vengano seguite le istruzioni. La sensibilità alle sostanze chimiche varia da persona a persona. Per i soggetti sensibili, si raccomanda di sciacquare le lenti con soluzione fisiologica sterile prima di indossarle.

INGREDIENTI

[Soluzione disinfettante]
Iodopovidone (0.05%)
⚠Acido borico

STERILE A **⚠**

[Comprese pulenti e neutralizzanti]
Solfito di sodio (2.4 mg/compressa),
Enzima proteolitico (8.0 mg/compressa)