

● NEDERLANDS | Aanwijzingen voor gebruik

Systeem voor het desinfecteren, reinigen en bewaren van harde contactlenzen die gas doorlaten.

VOOR SCLERALE CONTACTLENZEN

Spoel de contactlenzen af met **cleadow CareSolution** of andere spoeloplossingen (bijv. steriele zoutoplossing, spoeloplossingen voor contactlenzen en multifunctionele oplossingen [MPS] voor zachte contactlenzen, e.d.) wanneer u de lenzen draagt, zoals aangegeven door dit lensverzorgingssysteem. Gebruik geen oplossingen die natriumchloriet bevatten (bijvoorbeeld LENS Plus [Ocupure] of REGARD).

Was uw handen zeer goed met een milde zeep alvorens uw lenzen aan te raken.

Gebruik het bijgeleverde speciale lenzenbakje (gebruik geen andere lenzenbankjes).

1 DESINFECTEREN, REINIGEN EN NEUTRALISEREN



- Plaats een tablet voor neutraliseren en reinigen in de aangegeven positie (gleuf) van de bijbehorende lenshouder. Zorg ervoor dat u alleen de bijbehorende houder gebruikt. ⚠De tablet op een andere positie dan de aangegeven positie plaatsen, kan tot een mislukte neutralisatie leiden, met een verkleuring van de lens als gevolg.
- Plaats de lenzen in de houders van de bijbehorende lenshouder.
- Vul de lenshouder tot de gemarkeerde lijn met de vloeistof voor desinfecteren.
- Sluit de deksel van de lenshouder en laat deze minstens vier uur staan.
- Controleer of de lenzen en vloeistof helder zijn.

2 LENZEN SPOELEN

- Neem de gereinigde/gedesinfecteerde lenzen uit de lenzenhouder. Houd ze op uw vingers vast en spoel beide kanten met **cleadow CareSolution** voor een steriele zoutoplossing voor minstens 10 seconden. ⚠Onvoldoende of niet grondig genoeg spoelen van de lenzen kan leiden tot oogirritatie. Zorg ervoor dat u de lenzen grondig afspoelt.

3 LENZEN BEWAREN

- Bewaar de lenzen volgens de instructies van uw opticien.
- Wanneer de lenzen langer dan 24 uur niet worden gebruikt is het aanbevolen om de lenzen voor gebruik eerst opnieuw te reinigen en desinfecteren volgens de beschreven methode.

4 VOORZORGEN

- Volg de aanwijzingen voor gebruik nauwgezet op om mogelijke ernstige infecties of beschadigingen aan het oog te voorkomen.
- Gebruik het product niet indien u allergisch bent voor een van de in het product gebruikte bestanddelen.
- Haal de lenzen direct uit uw ogen en raadpleeg een oogarts of contactlensspecialist in geval van symptomen zoals oogpijn of oogirritatie.
- In het onwaarschijnlijke geval dat de lens is verkleurd na het schoonmaken, deze verkleurde lens niet gebruiken.
- Gebruik altijd de componenten en het lenzenbakje van het **cleadow SL**-systeem.
- Gebruik de vloeistof voor desinfecteren en de tablet voor neutraliseren en reinigen altijd in combinatie.
- Gebruik het product niet met een andere vloeistof, tablet of farmaceutisch middel.
- Gooi resterende vloeistof in de fles weg nadat alle tabletten voor het neutraliseren en reinigen zijn gebruikt.
- Gebruik het product niet voor zachte contactlenzen.
- Gebruik het product niet indien de fles of verpakking vuil of beschadigd is.
- Gebruik geen tabletten die zijn beschadigd of verkleurd.
- Gebruik de oplossing niet indien deze troebel of verkleurd is en een andere kleur dan oranje heeft.
- Draag de lenzen na het desinfecteren, reinigen en neutraliseren niet zonder de lenzen eerst met **cleadow CareSolution** of een steriele zoutoplossing te hebben gespoeld.
- Gebruik de vloeistof niet opnieuw. (De vloeistof die overblijft na het onderhouden van de lenzen is geneutraliseerd en kan de lenzen niet meer desinfecteren. Gebruik de vloeistof niet opnieuw. Dit kan leiden tot infectie van de ogen).
- Gebruik het product niet nadat de houdbaarheidsdatum is verstreken.
- Gooi resterende vloeistof 90 dagen na het openen van de fles weg.
- Gebruik de tabletten direct na het openen van de verpakking.
- Voorkom vervuiling en besmetting en raak de punt van de fles niet aan.
- Sluit de fles na gebruik goed.
- Om het risico op bacteriële besmetting te voorkomen, dient u de vloeistof voor desinfecteren in de originele verpakking te bewaren en geen andere vloeistoffen te gebruiken zoals water of een andere medische vloeistof.
- Gebruik geen kraanwater voor het spoelen van lenzen of de lenshouder.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Bewaar het product op een droge plaats bij kamertemperatuur en uit het direct zonlicht.
- Voorkom vervuiling en gebruik een nieuwe lenshouder na iedere aankoop van het product.
- Indien vloeistof op uw kleding is gekomen, moet het direct met water worden weggespoeld.
- Spoel eventuele resterende vloeistof op de wasbak of ander oppervlak na gebruik met water af om vlekken te voorkomen.
- Vloeistof of tablet niet inslikken. Indien ingeslikt, direct veel schoon water drinken.
- Gebruik het product niet rechtstreeks in uw ogen. Indien het in uw ogen is gekomen, moeten de ogen direct met een ongebufferde, ongeconserveerde steriele saline-oplossing of een oogspoeling worden gespoeld.
- Raadpleeg uw oogarts of contactlensspecialist alvorens van verzorgingssysteem voor contactlenzen te wisselen.
- Boorzuur is schadelijk voor de voortplanting en kan bij innname door kinderen de toekomstige vruchtbaarheid verminderen of bij innname door zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Ondanks dat dit product boorzuur bevat, is de concentratie dermate laag dat het geen gezondheidsrisico vormt. Daarom kan dit product veilig gebruikt worden door kinderen en zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven zolang de instructies voor juist gebruik van het product worden opgevolgd. Gevoeligheid voor chemicaliën verschilt per persoon. Indien u gevoelig bent, raden we aan de lenzen te spoelen in een steriele saline-oplossing alvorens de lenzen te dragen.

BESTANDDELEN

- [Ontsmettingsvloeistof]
Povidon-jodium (0.05%)
Ⓢ Boorzuur

STERILE A

[Tablet voor neutraliseren en reinigen]
Natriumsulfiet (2.4 mg/tablet),
Proteolytische enzymen (8.0 mg/tablet)

● PORTUGUÊS | Instruções de utilização

Sistema de desinfecção, limpeza e armazenamento para lentes de contacto rígidas permeáveis ao gás (RPG).

PARA LENTES DE CONTACTO ESCLERAIS

Enxague as lentes com **cleadow CareSolution** ou outras soluções de lavagem (solução salina estéril, soluções de lavagem para lentes de contacto e soluções polilavantes para lentes moles) quando usar as lentes após os cuidados necessários requeridos por este sistema de cuidados de lentes. Evite usar soluções com clorito de sódio (por exemplo, LENS Plus [Ocupure] ou REGARD).

Lave cuidadosamente as mãos com sabão neutro antes de manusear as suas lentes de contacto.

Use o estojo especial para lentes incluído (não use outro estojo para lentes).

1 DESINFECÇÃO, LIMPEZA E NEUTRALIZAÇÃO



- Coloque um comprimido de limpeza e neutralização na posição especificada (cavidade) da estrutura do respetivo estojo. Certifique-se de que usa o estojo adequado. ⚠Colocar a pastilha numa posição diferente da especificada pode levar a uma neutralização incorreta, resultando na coloração da lente.
- Coloque as lentes no suporte de lentes do estojo.
- Encha o estojo com solução de desinfecção até à linha marcada.
- Feche a tampa do estojo e deixe-o repousar pelo menos quatro horas.
- Verifique se as lentes e a solução estão limpas.

2 ENXAGUAR LENTES

- Retire as lentes limpas/desinfetadas do suporte. Segure-as com os dedos e limpe os dois lados com **cleadow CareSolution** ou solução salina estéril durante, pelo menos, 10 segundos. ⚠Caso não enxague as lentes ou a sua lavagem não tenha sido devidamente realizada, as lentes podem causar irritação ocular. Certifique-se que enxagua bem as lentes.

3 GUARDAR LENTES

- Para guardar as lentes, certifique-se de que segue as instruções dos profissionais de visão.
- Quando planeia usar lentes que tenham sido armazenadas durante 24 horas ou mais, recomenda-se começar o método de tratamento desde o início antes de as usar.

4 PRECAUÇÕES

- Obedeça sempre às instruções de utilização de forma a evitar infeções oculares ou lesões.
- Não utilize o produto caso tenha alergia a algum dos ingredientes nele contidos.
- Caso sinta dor ou irritação nos olhos, retire imediatamente as lentes e consulte o seu médico ou profissional da visão.
- No caso improvável de a lente estar colorida após o tratamento, não use a lente colorida.
- Utilize sempre os componentes do sistema **cleadow SL** incluindo o estojo das lentes.
- Utilize a solução de desinfecção juntamente com os comprimidos de neutralização e limpeza.
- Não utilize o produto juntamente com outra solução, comprimido ou medicamento.
- Descarte a solução restante no recipiente assim que tiver utilizado todas as comprimidos de neutralização e limpeza.
- Não utilize com lentes de contacto hidrofílicas.
- Não utilize o produto se o recipiente ou embalagem estiverem sujos ou danificados.
- Não utilize comprimidos danificados ou descolorados.
- Não utilize a solução se esta estiver turva ou descolorada tendo perdido a cor laranja.
- Não use lentes que não tenham sido enxaguadas com **cleadow CareSolution** ou solução salina estéril após a desinfecção, limpeza e neutralização.
- Não reutilize a solução. (Após o tratamento da lente, a solução fica neutralizada, o que impossibilita a respetiva desinfecção. Para prevenir a infeção ocular, não reutilize a solução).
- Não utilize o produto uma vez expirada a data de validade.
- Descarte a solução restante 90 dias após a abertura do recipiente.
- Utilize os comprimidos imediatamente após a abertura da embalagem.
- Não toque na tampa do recipiente de forma a evitar a contaminação.
- Feche o recipiente com firmeza após a utilização.
- Para evitar a contaminação bacteriana, não transfira a solução de desinfecção para outro recipiente, nem o encha com água ou outra solução.
- Não utilize água da torneira para enxaguar as lentes ou o estojo.
- Mantenha fora do alcance das crianças.
- Armazene os produtos num local seco a temperatura ambiente, evitando a luz solar direta.
- Para evitar a contaminação, utilize o estojo novo de lentes com cada aquisição.
- Se salpicar a sua roupa com a solução, lave imediatamente com água.
- Enxague com água, no lavatório e após cada utilização, a solução restante no estojo de forma a que a superfície não fique manchada.
- Não ingira a solução nem os comprimidos. Caso o fizer, beba imediatamente uma grande quantidade de água potável.
- Não deve ser usado nos olhos. Caso o fizer, enxague imediatamente os olhos com solução salina estéril sem químicos nem conservantes ou colírio.
- Não altere o sistema de cuidado das lentes sem consultar previamente um profissional da visão.
- O ácido bórico é tóxico para a reprodução e pode reduzir a fertilidade no futuro se ingerido por crianças ou prejudicar os bebés se ingerido por mulheres grávidas ou lactantes. Apesar de este produto também conter ácido bórico, a sua concentração não constitui um perigo para a saúde. O produto pode ser utilizado com segurança por crianças e mulheres grávidas ou a amamentar, desde que sejam seguidas as instruções de utilização. A sensibilidade aos produtos químicos varia de pessoa para pessoa. No caso de indivíduos sensíveis, recomenda-se a lavagem da lente com uma solução salina estéril antes da utilização.

COMPOSIÇÃO

- [Solução de desinfecção]
Iodopovidona (0.05%)
Ⓢ Ácido bórico

STERILE A

[Comprimidos de neutralização e limpeza]
Sulfito de sódio (2.4 mg/comprimido),
Enzima proteolítica (8.0 mg/comprimido)

● ΕΛΛΗΝΙΚΑ | Οδηγίες Χρήσης

Σύστημα απολύμανσης, καθαρισμού και αποθήκευσης για άκαμπτους αεριοδιαπερατούς φακούς επαφής.

ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΕΠΑΦΗΣ

Εκπλύνετε τους φακούς με διάλυμα **cleadow CareSolution** ή άλλα διαλύματα έκπλυσης (διάλυμα φυσιολογικού ορού, διάλυμα έκπλυσης φακών επαφής, καθώς και διαλύματα πολλαπλών χρήσεων [MPS] για μαλακούς φακούς επαφής), όταν φοράτε τους φακούς μετά την φροντίδα τους ως απαιτείται από το παρόν σύστημα φροντίδας φακών. Αποφύγετε τη χρήση διαλυμάτων που περιέχουν χλωριώδες νάτριο (όπως για παράδειγμα το LENS Plus [Ocupure] ή το REGARD).

Πλύνετε καλά τα χέρια σας με ήπιο σαπούνι πριν αγγίξετε τους φακούς επαφής σας.

Χρησιμοποιήστε τη συμπεριλαμβανόμενη θήκη φακών (μην χρησιμοποιείτε όποια άλλη θήκη φακών).

1 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ



- Τοποθετήστε ένα δισκίο εξουδετέρωσης και καθαρισμού στην καθορισμένη θέση (σχισμή) του ειδικά διαμορφωμένου σμματος της θήκης. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την ειδική θήκη. ⚠Η τοποθέτηση του δισκίου σε θέση διαφορετική από την καθορισμένη μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιτυχή εξουδετέρωση, με αποτέλεσμα τον χρωματισμό του φακού.
- Τοποθετήστε τους φακούς στη βάση φακών της θήκης.
- Γεμίστε τη θήκη με το απολυμαντικό διάλυμα μέχρι τη σημειωμένη γραμμή.
- Κλείστε το καπάκι της θήκης και αφήστε την για τουλάχιστον τέσσερις ώρες.
- Επιβεβαιώστε ότι οι φακοί και το διάλυμα είναι διάφανα.

2 ΕΚΠΛΥΣΗ ΦΑΚΩΝ

- Πάρτε τους καθαρισμένους/απολυμασμένους φακούς από τη βάση φακών. Κρατήστε τους με τα δάχτυλά σας και ξεπλύνετε και τις δύο πλευρές με διάλυμα **cleadow CareSolution** ή με διάλυμα φυσιολογικού ορού για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα. ⚠Εάν δεν εκπλύνετε τους φακούς ή η έκπλυση δεν ήταν διεξοδική, οι φακοί μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό στα μάτια. Βεβαιωθείτε ότι εκπλύνετε τους φακούς διεξοδικά.

3 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΦΑΚΩΝ

- Για την αποθήκευση των φακών, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες των επαγγελματιών οφθαλμικής υγείας.
- Όταν σκοπεύετε να φοράτε φακούς που έχουν αποθηκευτεί για 24 ώρες ή περισσότερο, συνιστάται να ξεκινήσετε τη φροντίδα από την αρχή πριν τους φοράτε.

4 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Για να αποφύγετε σοβαρές οφθαλμικές μολύνσεις ή βλάβες, να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες.
- Μην αγγίζετε το ρύγχος της φιάλης για την αποφυγή μόλυνσης.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είστε αλλεργικοί σε κάποιο από τα συστατικά που χρησιμοποιούνται σε αυτό.
- Εάν παρουσιάσετε συμπτώματα όπως πόνο και ερεθισμό στα μάτια, αφαιρέστε αμέσως τους φακούς σας και συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρό σας ή έναν επαγγελματία οφθαλμικής υγείας.
- Ετην απίθανη περίπτωση που ο φακός είναι χρωματισμένος μετά τη φροντίδα, μην φοράτε τον χρωματισμένο φακό.
- Χρησιμοποιείτε πάντοτε τη εξαρτήματα του συστήματος **cleadow SL**.
- Χρησιμοποιήστε μαζί το απολυμαντικό διάλυμα και το δισκίο εξουδετέρωσης και καθαρισμού.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μαζί με άλλο διάλυμα, δισκίο ή φαρμακευτικό σκεύασμα.
- Αφού εξαντλήσετε όλα τα δισκία εξουδετέρωσης και καθαρισμού, απορρίψτε το υπόλοιπο διάλυμα στη φιάλη.
- Να μη χρησιμοποιείται για μαλακούς φακούς επαφής.
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν εάν η φιάλη ή η συσκευασία είναι λερωμένη ή θραυσμένη.
- Μην χρησιμοποιείτε το δισκίο εάν έχει φθαρεί ή αποχρωματιστεί.
- Μην χρησιμοποιείτε το διάλυμα εάν είναι θολό ή το χρώμα του είναι διαφορετικό από το πορτοκαλί λόγω αποχρωματισμού.
- Μην φοράτε φακούς χωρίς να τους ξεπλύνετε με διάλυμα **cleadow CareSolution** ή με διάλυμα φυσιολογικού ορού μετά την απολύμανση, τον καθαρισμό και την εξουδετέρωση.
- Μην επαναχρησιμοποιείτε το διάλυμα. (Το διάλυμα μετά τη φροντίδα των φακών εξουδετερώνεται και δεν μπορεί να απολυμάνει τους φακούς. Για την αποφυγή μόλυνσης των ματιών, μην επαναχρησιμοποιείτε το διάλυμα).
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης.
- Απορρίψτε τυχόν εναπομείναν διάλυμα 90 ημέρες μετά το άνοιγμα της φιάλης.
- Χρησιμοποιήστε τα δισκία αμέσως μετά το άνοιγμα της φιάλης για την αποφυγή μόλυνσης.
- Κλείστε καλά τη φιάλη μετά τη χρήση.
- Για την αποφυγή βακτηριακής μόλυνσης, μη μεταφέρετε το απολυμαντικό διάλυμα σε άλλο δοχείο, ούτε να το αναπληρώσετε με νερό ή με άλλο υγρό μέσω για ιατρική χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε νερό της βρύσης για να ξεπλύνετε τους φακούς ή τη θήκη των φακών.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Αποθηκεύστε τα προϊόντα σε ξηρό μέρος, σε θερμοκρασία δωματίου, αποφεύγοντας το άμεσο ηλιακό φως.
- Για την αποφυγή μόλυνσης, χρησιμοποιείτε μια νέα θήκη φακών με κάθε αγορά.
- Εάν το διάλυμα προσκολληθεί στα ρούχα σας, πλύνετε αμέσως με νερό.
- Ξεπλύνετε το διάλυμα που έχει απομείνει στη βάση πλύσης με νερό μετά από κάθε χρήση για να αποφύγετε τη δημιουργία λεκέδων στην επιφάνεια της βάσης πλύσης.
- Μην καταπίνετε το διάλυμα ή το δισκίο. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, πείτε αμέσως μεγάλη ποσότητα πόσιμου νερού.
- Να μην χρησιμοποιείται στο μάτι. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως το μάτι με μη ρυθμιστικό, αποστειρωμένο αλατούχο διάλυμα (φυσιολογικό ορό) χωρίς συντηρητικά ή χρησιμοποιήστε κάποιο παρασκευασμένο για οφθαλμικές πλύσεις.
- Μην αλλάζετε το σύστημα φροντίδας φακών επαφής χωρίς να συμβουλευτείτε τον επαγγελματία οφθαλμικής υγείας σας.
- Το Βορικό οξύ είναι τοξικό για την αναπαραγωγή και μπορεί να μειώσει τη μελλοντική γονιμότητα εάν καταποθεί από παιδιά ή να βλάψει τα μωρά εάν ληφθεί από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Παρότι το παρόν προϊόν περιέχει βορικό οξύ, η ποσότητα βορικού οξέος στο προϊόν είναι σε τέτοια συγκέντρωση που δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία. Το παρόν προϊόν είναι ασφαλές για χρήση από παιδιά και έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες εάν τηρηθούν οι οδηγίες του προϊόντος. Η ευαισθησία στα χημικά διαφέρει από άτομο σε άτομο. Για άτομα με ευαισθησία, η σύσταση είναι να ξεπλύνετε τον φακό με διάλυμα στείρου φυσιολογικού ορού πριν τον φοράτε.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

- [Απολυμαντικό διάλυμα]
Ιωδιούχος ποβιδόνη (0.05%)
Ⓢ Βορικό οξύ

STERILE A

[Δισκίο εξουδετέρωσης και καθαρισμού]
Θειώδες νάτριο (2.4 mg/δισκίο),
Πρωτεολυτικό ένζυμο (8.0 mg/δισκίο)

● TÜRKÇE | Kullanım Talimatları

Sert gaz geçirgen kontakt lensler için dezenfekte etme, temizleme ve saklama sistemidir.

SKLERAL KONTAKT LENSLER İÇİNDİR

Bu lens bakım sisteminin gerektirdiği bakımdan sonra lensleri takarken **cleadow CareSolution** veya diğer durulama solüsyonları (steril salin solüsyonu, kontakt lensler için durulama solüsyonları ve yumuşak kontakt lensler için çok amaçlı solüsyonlar [MPSs: multipurpose solutions]) ile durulayınız. Sodyum klorit içeren solüsyonları (örneğin, LENS Plus [Ocupure] veya REGARD) kullanmaktan kaçınınız.

Kontakt lenslerinizi tutmadan önce ellerinizi yumuşak sabunla iyice yıkayınız.

Ürünle birlikte verilen özel lens kabını kullanınız (başka lens kabını kullanmayınız).

1 DEZENFEKSİYON, TEMİZLEME VE NÖTRALİZE ETME



- Özel kap gövdesinin belirtilen konumuna (yarık) bir nötralize etme ve temizleme tableti yerleştiriniz. Özel kabi kullandığınızdan emin olunuz. ⚠Tabletin belirtilen konumdan başka bir konuma ayarlanması başarısız nötralizasyona yol açarak lensin renklenmesine neden olabilir.
- Lensleri kabin lens tutucusuna yerleştiriniz.
- Kabi işaretli çizgiye kadar dezenfeksiyon solüsyonu ile doldurunuz.
- Kabin kapağını kapatın ve en az dört saat bekletiniz.
- Camları ve solüsyonun temiz olup olmadığını kontrol ediniz.

2 LENSLERİ DURULAMA

- Temizlenmiş/dezenfekte edilmiş lensleri tutucudan alınız. Parmaklarınızla tutunuz ve her iki tarafını da en az 10 saniye boyunca **cleadow CareSolution** veya steril salin solüsyonu ile durulayınız. ⚠Lensleri durulamazsanız veya durulama işleminizi yeterince özenli olmazsa, lensler gözde tahrişe neden olabilir. Lensleri iyice duruladığınızdan emin olunuz.

3 LENSLERİ SAKLAMA

- Lensleri saklamak için göz bakım uzmanlarının talimatlarına uyduğunuzdan emin olunuz.
- 24 saat veya daha uzun süre saklanmış lensleri takmayı planlıyorsanız, takmadan önce bakıma baştan başlamanız önerilir.

4 UYARILAR

- Ciddi göz enfeksiyonlarını veya hasarlarını önlemek için her zaman kullanıcı talimatlarına uyunuz.
- İçinde kullanılan bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa ürünü kullanmayınız.
- Göz ağrısı ve tahriş gibi belirtiler oluşursa, lenslerinizi derhal çıkarınız ve göz doktorunuza veya bir göz bakım pratisyenine danışınız.
- Bakımdan sonra lensin renklenmesi gibi beklenmedik bir durumda, renkli lensi takmayınız.
- Her zaman lens kabı da dahil olmak üzere **cleadow SL** sistemi bileşenlerini kullanınız.
- Dezenfeksiyon solüsyonu ile nötralize edici ve temizleyici tableti birlikte kullanınız.
- Ürünü başka bir solüsyon, tablet veya farmasötik ilaçla birlikte kullanmayınız.
- Tüm nötralize edici ve temizleme tabletlelerini kullandıktan sonra, şişede kalan solüsyonu atınız.
- Yumuşak kontakt lensler için kullanmayınız.
- Şişe veya ambalaj kırılmış veya hasar görmüşse ürünü kullanmayınız.
- Tablet hasar görmüşse veya rengi değişmişse kullanmayınız.
- Solüsyon bulanıkla veya rengi bozulma nedeniyle turuncudan farklı bir renkteyse kullanmayınız.
- Lensleri dezenfekte ettikten, temizledikten ve nötralize ettikten sonra **cleadow CareSolution** veya steril salin solüsyonu ile durulamadan takmayınız.
- Solüsyonu tekrar kullanmayınız. (Lens bakımı sonrası solüsyon nötralize olur ve lensi dezenfekte edemez. Göz enfeksiyonunu önlemek için solüsyonu tekrar kullanmayınız).
- Ürünü son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
- Şişeyi açtıktan 90 gün sonra kalan solüsyonu atınız.
- Tabletleri ambalajı açtıktan hemen sonra kullanınız.
- Kirlenmeyi önlemek için şişenin ucuna dokunmayınız.
- Kullandıktan sonra şişeyi sıkıca kapatınız.
- Bakteriyel kontaminasyonu önlemek için dezenfeksiyon solüsyonunu başka bir kaba aktarmayınız, su veya başka bir sıvı tıbbi madde ile doldurmayınız.
- Lensleri veya lens kabını durulamak için musluk suyu kullanmayınız.
- Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.
- Ürünleri doğrudan güneş ışığından koruyarak oda sıcaklığında kuru bir yerde saklayınız.
- Kirlenmeyi önlemek için her satın alımda yeni bir lens kabi kullanınız.
- Solüsyon gıysilerinize yapışırsa, hemen suyla yıkayınız.
- Yıkama standının yüzeyinde lekelenmeyi önlemek için her kullanımdan sonra yıkama standı üzerinde kalan solüsyonu suyla durulayınız.
- Solüsyonu veya tableti yutmayınız. Eğer yutarsanız, hemen bol miktarda içme suyu içiniz.
- Gözünüzde kullanılmamalıdır. Şayet kullanırsanız, gözünüzü derhal tıporlanmamış, koruyucu olmayan steril salin solüsyonu veya göz yıkayıcıları ile yıkayınız.
- Göz bakım uzmanınıza danışmadan kontakt lens bakım sisteminizi değiştirmeyiniz.
- Borik asit üremeye karşı toksiktir ve çocuklar tarafından içilirse gelecekteki doğurganlığı azaltabilir veya hamile veya emziren kadınlar tarafından alındığında bebeklere zarar verebilir. Bu ürün de borik asit içermesine rağmen, bu üründeki borik asit miktarı sağlık açısından tehlike oluşturmayacak bir yoğunluktadır. Bu ürün, ürün talimatlarına uyulduğu sürece çocuklar ve hamile veya emziren kadınlar tarafından güvenli kullanılabilir. Kimyasallara karşı hassasiyet kişiden kişiye farklılık gösterir. Hassas kişilerin lensi takmadan önce steril salin solüsyonuyla durulamalan tavsiye edilir.

BİLEŞENLER

- [Dezenfeksiyon solüsyonu]
Povidon-iyot (%0,05)
Ⓢ Borik asit

STERILE A

[Nötralize edici ve temizleyici tablet]
Sodyum sülfıt (2.4 mg/tablet),
Proteolitik enzim (8.0 mg/tablet)

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State of the EU.

OPHTECS Europe B.V.
Marithaime 20, 6662 WD Elst,
The Netherlands
+31 (0)263 54 44 44
info@ophtecs-europe.com

MADE IN JAPAN

MD	CE 2797
EC REP	OPHTECS Europe B.V. Marithaime 20, 6662 WD Elst, The Netherlands
	OPHTECS CORPORATION 5-2-4 Minatojima Minamimachi, Chuo-ku, Kobe, 650-0047 Japan

www.ophtecs.com

ISSUE DATE: 20190117
REVISE DATE: 20240129
3-20240129