

14. Alle alvortlige hændelser, der er sket i forbindelse med disse linser, skal indberettes til producenten og til de relevante nationale myndigheder.

Oδηγίες χρήσης

Αποστειρωμένο ημερήσιο φακό επαφής σε διάλυμα φυσιολογικού ορού χωρίς συντηρητικά για χρήστες που χρειάζονται οπτική διόρθωση της διαθλαστικής αμετρίας (μυωπία και υπερμετωπία) σε φακικά ή οφθαλμικά άτομα με μη πάσχοντες οφθαλμούς, που παρουσιάζουν ασταγισμία 1,00D ή λιγότερο, ο οποίος δεν επηρεάζει την οπτική οξύτητα. Οι φακοί προορίζονται για χρήση μόνο από χρήστες που έχουν αξιολογηθεί ως κατάλληλοι και έχουν συνταγογραφηθεί από Επαγγελματία Οφθαλμίατρο (ΕΔΡ). Βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει οδηγίες για τη χρήση και την αφαίρεση των φακών επαφής από έναν ΕΔΡ πριν από τη χρήση.

- Πλύνετε με στεγνά χέρια σας πριν ανοίξετε το πακέτο με τους φακούς.
- Να επαρκέσετε συχνά τον ΕΔΡ σας όπως απαιτείται. Χρησιμοποιείτε, τοποθετείτε και αφαιρείτε τους φακούς επαφής σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΔΡ σας. Μην τοποθετείτε τους φακούς επαφής αν νιώθετε να είναι στεγνά, αν υπάρχει φλεγμονή, ή αισθάνετα στα μάτια. Αν νιώθετε ενόχληση στα μάτια μετά την τοποθέτηση των φακών επαφής, βγάλτε τους αμέσως και επισκευανήστε με τον ΕΔΡ σας.
- Εάν πιστεύετε ότι η όρασή σας έχει υποστεί μεταβολή, ότι χρειάζεστε διαφορετικούς φακούς ή αντιστρέψτε την όραση οφθαλμική υγεία σας, συμβουλευτείτε τον ΕΔΡ σας. Οι φακοί αυτοί δεν υποκαθιστούν τους σκληρούς (RGP), τορικούς ή πολυστεσιακούς φακούς. Συμβουλευτείτε τον ΕΔΡ σας πριν κάνετε την αλλαγή σε ή από αυτό τον τύπο φακών.
- Αυτοί οι φακοί επαφής είναι κατασκευασμένοι για να φορούνται μία φορά μόνο καθημερινά. Απορρίψτε τις συ-

φακούς σας αφού τους αφαιρέσετε από τα μάτια τους. Μην κοιμάστε φορώντας τους φακούς σας. Μην επιχειρείτε να τους πλύνετε ή καθαρίσετε. Χρησιμοποιήστε κάθε φορά ένα φρέσκο ζευγάρι φακών επαφής. Μην χρησιμοποιείτε έναν τους ίδιους φακούς επαφής καθώς εάν δεν είναι αποστείρωμένοι υπάρχει ο κίνδυνος να μολυνθεί το μάτι σας από βλαβερούς μικροοργανισμούς.

- Κάθε πακέτο φακών φέρει τον αριθμό παρτίδας (LOT). Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιαδήποτε δυσκολία με τους φακούς σας, παρακαλούμε όπως αναφέρετε τον αριθμό αυτό. Κάθε πακέτο φακών έχει ημερομηνία λήξης. Ποτέ μη χρησιμοποιήστε φακό επαφής μετά από την ημερομηνία αυτή και ποτέ μη χρησιμοποιήστε φακό επαφής από πακέτο φακών που έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά.
- Μη φέροντε τους φακούς σε άμεση επαφή με μη αποστειρωμένο νερό, π.χ. νερό βρύσης, ιπτανέρες υδρομασάζ, καλύμ-βρη ή συμμετρή σε θαλάσσια σπορ, καθώς αυτό μπορεί να αυξάνει τον κίνδυνο μικροβιακών μολύνσεων.
- Εάν χρησιμοποιείτε στεαγνόνες για τα μάτια όταν φοράτε τους φακούς σας, βεβαιωθείτε ότι οι στεαγνόνες που χρησιμοποιείτε είναι κατάλληλες για μαλακούς φακούς, διαφορετικά χρησι-μοποιήστε τις στεαγνόνες που συνιστά ο ΕΔΡ σας.
- Μερικά καλλυντικά, αφορρί μαλλιών, κρέμες χειρών κ.λπ. είναι δυνατό να προκαλέσουν ενόχληση στα μάτια. Για να αποκαλέσετε κάτι τέτοιο αποφύγετε να έρθουν σε επαφή τα μάτια και οι φακοί σας με τέτοια προϊόντα.
- Αφαιρέστε αμέσως τους φακούς επαφής εάν έρθουν σε επαφή με επιβλαβείς ατμούς, χημικές ή επικινδύνες ουσί-ες ή επικινδύντα περιβάλλοντα που προκαλούν οφθαλμικό ερεθισμό.
- Οι φακοί επαφής που απορροφούν τις ακτίνες UV δεν υπο-καθιστούν τα προστατευτικά γυαλιά που απορροφούν τις ακτίνες UV.
- Μην τους ψύχετε.
- Αυτοί οι φακοί επαφής πρέπει να φορούνται με έγκυρη συνταγή και δεν πρέπει να δίνονται σε φίλους ή συ-

convient de mentionner ce numéro. Chaque emballage de lentille mentionne également une date limite d'utilisation (EXP). Ne jamais utiliser de lentille de contact après cette date et ne jamais en utiliser si l'emballage n'est pas en parfait état.

- Une exposition directe des lentilles de contact à de l'eau non stérile, comme par exemple l'eau du robinet, celle d'un bain bouillonnant, mais aussi lors de la pratique de la natation ou de sports nautiques, augmente le risque d'infection mi-crobienne.
- Si vous utilisez des gouttes ophtalmiques lorsque vous portez ces lentilles, utilisez celles qui sont labellisées ou recommandées par votre spécialiste de la vue et qui sont compatibles avec des lentilles souples.
- Certains produits de beauté, crèmes pour les mains, laques etc. peuvent provoquer une gêne oculaire. Ces produits ne doivent pas entrer en contact avec les lentilles.
- Les lentilles de contact doivent être retirées immédiatement après avoir été en contact avec de la vapeur toxique, des substances chimiques ou dangereuses, ou des environ-nements nocifs pour les yeux.
- Les lentilles de contact à filtre UV ne remplacent pas des lunettes dotées d'une protection anti-UV.
- Ne pas congeler.
- Pour obtenir des lentilles de contact, une ordonnance valide est nécessaire. Par ailleurs, les lentilles ne doivent pas être données à des amis ou à des membres de la famille, afin qu'ils les essaient, sans qu'ils aient été examinés par un spécialiste de la vue et sans ordonnance valide.
- Si vous constatez des effets secondaires lors de l'uti-lisation de vos lentilles de contact, veuillez cesser immédiatement de les utiliser. Les effets secondaires peuvent inclure une infection bactérienne, une irritation oculaire, une réaction toxique ou allergique, une perte d'acuité visuelle et des éraflures ou abrasions sur la surface de l'œil.

- γενείς για δοκιμή χωρίς εξέταση από ΕΔΡ και έγκυρη συνταγή.
- Σε περίπτωση που παρουσιάσετε οποιαδήποτε παρενέργει-ες κατά τη χρήση των φακών επαφής διακόψτε αμέσως τη χρήση. Οι παρενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν βακτη-ριακή λοίμωξη, οφθαλμικό ερεθισμό, τσίχλη ή αλλεργική αντίδραση, απώλεια της οπτικής οξύτητας και γρατσουνιές ή ενοχόρες στην επιφάνεια του ματιού.
 - Αναφέρετε οποιαδήποτε σοβαρά περιστατικά σε σχέση με αυτούς τους φακούς στον κατασκευαστή και την εθνική αρμόδια αρχή.

SE

Sterila dagliga engångslinser i en fosfatbuffrad saltlösning utan konserveringsmedel för användare som kräver optisk korrigering vid brytningsametropi (myopi och hyperopi) hos personer med eller utan synnedsättning och friska ögon som uppvisar astigmatism på 1,00 dioptri eller mindre, som inte står synskärpa. Linserna får endast användas av per-soner som har bedömts som lämpliga och som har fått ett recept från en optiker. Se till att du har instruerats av en optiker om hur kontaktlinserna används och tas ur innan användning.

- Tvätta och torka händerna innan du öpnar linsförpack-ningen.
- Vi rekommenderar att du regelbundet följer upp med din optiker, enligt anvisningarna. Använd, sätt i och ta ut dina linser enligt optikers instruktioner. Sätt aldrig i linserna om du har ögoninflammation, torra ögon eller en ögonsjuk-dom. Om linserna inte känns komfortabla när du satt i dem ska du ta ut dem med en gång och kontakta din optiker så snart som möjligt.
- Om du tror att din syn har förändrats och att du kan behöva en ny styrka på dina linser, eller om du orar dig för din ögonhälsa, ska du kontakta din optiker. Dessa kontaktlinser ersätter inte hårda (RGP), toriska eller multifokala linser.

Du bör rådfråga din optiker innan du byter till eller från dessa linsstyper.

- Kontaktlinserna är utformade för engångsbruk och dagligt bruk. Kasta linserna när du tagit ur dem. Ha inte i linser-ta när du sover. Försök inte att tvätta eller på annat sätt rengöra linserna, utan använd alltid nya linser. De får inte återanvändas eftersom de inte längre är sterila och du ris-kerar att introducera farliga mikroorganismer i ögonen.
- Varje linsförpackning har ett Lotnummer (LOT). Ange detta nummer om det uppstår några problem med kontaktlinser-na. Varje linsförpackning har även ett utgångsdatum (EXP). Använd aldrig en kontaktlinse efter detta datum, eller om linsförpackningen verkar skadad.

- Om kontaktlinserna skulle exponeras för icke sterilt vat-ten, tex. kravatten, bubbelpool, simning, deltagande i vattensporter så ökar risken för mikrobiell infektion.
- Om du använder ögondroppar medan du använder linserna ska du använda sådana som är märkta eller rekommende-rade av din optiker som kompatibla med mjuka linser.
- Viss make-up, hårspray och handkrämer kan irritera ögonen. Skydda ögonen och kontaktlinserna från sådana produkter för att undvika irritation.

- Kontaktlinserna ska tas ur omedelbart vid kontakt med skadlig ånga, kemiska ämnen, farliga ämnen eller skadliga miljör med ökad risk för påverkan.
- UV-absorberande kontaktlinser ersätter inte UV-absorbe-rande ögonskydd som till exempel solglasögon.
- Frys inte.
- Dessa kontaktlinser ska användas med ett giltigt recept och får inte provas av vänner eller släktingar utan en opti-ska du ta ut dem med en gång och kontakta din optiker så snart som möjligt.
- Om du tror att din syn har förändrats och att du kan behöva en ny styrka på dina linser, eller om du orar dig för din ögonhälsa, ska du kontakta din optiker. Dessa kontaktlinser ersätter inte hårda (RGP), toriska eller multifokala linser.

14. Eventuella allvariga händelser som har inträffat med hän-syn till dessa linser ska rapporteras till tillverkaren och den nationella behöriga myndigheten.

Bruksanvisning

Sterile engångslinser i en fosfatbuffret saltlösning uten konser-veringsmidler for optisk korrigering av refraktiv ametropi (myo-pi og hyperopi) hos personer med eller uten afaki, med friske øyne og en astigmatisme på 1,00 dioptrier eller mindre, som ikke påvirker synsskarpheiten. Kontaktlinsene skal bare brukes av personer som har blitt vurdert til å være egnet og som har fått lin-sene foreskrevet av en optiker. Sørg for å få anvisninger av en optiker om hvordan du bruker og fjerner kontaktlin-sene, før du tar dem i bruk.- Vask og tørk hendene før du åpner linsepakningen
- Det anbefales at du går til regelmessig kontroll hos optiker. Kontaktlin-sene brukes, settes inn og tas ut ifølge optikerens veiledning. Du må aldri sette inn kontaktlin-sene hvis du har øyebetennelse, tørre øyne eller øyesykdom. Hvis du merker ubehag i øynene etter å ha satt inn kontaktlin-sene, må du straks ta dem ut og kontakte optikeren så snart som mulig.
- Hvis du mener at synet ditt har endret seg, at du trenger linser med annen styrke, eller hvis du er bekymret for øynenes helse, så ta kontakt med optikeren din. Disse kon-taktlin-sene er ingen direkte erstatning for harde, toriske eller multifokale linser. Rådfrå deg med optikeren din før du bytter til fra disse linsstypene.
- Disse kontaktlin-sene er utformet til engangsbruk, og skal kastes etter at de er tatt ut. Du må ikke sove med lin-sene eller prøve å vaske eller rengjøre på andre måter – bruk alltid nye linser. De må ikke brukes om igjen fordi de ikke lenger vil være sterile, og du risikerer å få skadelige mikroorganismer i øynene.
- Din linsepakning har et partinummer (LOT). Du må oppgi dette nummeret hvis du får problemer med kontaktlin-sene. Hver linsepakning har også en utløpsdato (EXP). Du må aldri

bruke en kontaktlinse etter denne datoen, og du må heller ikke bruke en kontaktlinse hvis det er noen tegn på skade på linsepakningen.

- Direkte eksponering av kontaktlinser for usterilisert vann, f. eks. kranvann og boblebad, eller svømming og deltakelse i vannsport, øker risikoen for mikrobiell infeksjon.
- Hvis du bruker øyedråper sammen med kontaktlinser, så bruk dråper som er merket eller anbefalt av optiker som kompatibel med myke linser.
- Visse typer makeup, hårlakk og håndkrem kan være ube-hagelig for øynene. Beskytt øynene og kontaktlin-sene for å unngå at de kommer i kontakt med slike produkter.
- Kontaktlinser skal tas ut umiddelbart etter kontakt med giftig røyk, kjemiske eller farlige stoffer eller miljøer som påvirker øynene.
- Personer, whose зауваж, że pogorszył im się wzrok i potrze-bują soczewek o innej mocy lub mają jakiegokolwiek obawy dotyczące zdrowia oczu powinny skonsultować się z leka-rzem okulisty.
- Disse kontaktlin-sene skal bare brukes med en gyldig linse-seddel og ikke gis til venner eller familiemedlemmer for at de skal kunne prøve dem uten forutgående undersøkelse av optiker og gyldig linseseddel.
- Slutt å bruke kontaktlin-sene umiddelbart hvis du opplever bivirkninger ved bruk av dem. Bivirkninger kan omfatte bakteriell infeksjon, okular irritasjon, giftig eller allergisk reaksjon, nedsatt synsskarphe og rifter eller abrasjoner på øyeflasken.
- Enhver alvorlig hendelse som har skjedd i forbindelse med disse lin-sene må rapporteres til produsenten og nasjonale helsemyndigheter.

Instrukcja użytkowania soczewek kontaktowych

Sterylnie jednorazowe soczewki kontaktowe do codziennego użyt-ku w roztworze soli fizjologicznej buforowanej fosforanem dla użyt-kowników wymagających korekcyj optycznej ametropii refrakcyjnej (krótkowzroczność i dalekowzroczność) u osób z okiem soczewko-

wym i bezsoczewkowym bez innych schorzeń, z astygmatyzmem o wartości 1,00 dioptrii lub mniejszym, który nie wpływa na ostrość widzenia. Soczewki mogą być stosowane wyłącznie przez osoby, dla których uznano w badaniu, że są one odpowiednie i którym przepisali je lekarz okulista. Przed użyciem soczewek kontaktowych należy uzyskać od lekarza okulisty instrukcje dotyczące ich nosze-nia i wyjmowania.

- Przed otworzeniem opakowania soczewek należy umyć i wysuszyć ręce.
- Zaleca się regularne kontrole u okulisty. Użytkowca, zakła-dając i zdejmując soczewki zgodnie z zaleceniami okulisty. Nigdy nie zakładaj soczewek, gdy występuje zapalenie oczu, uczucie suchości lub choroby oka. Jeśli po założeniu soczewek pojawi się dyskomfort, należy je niezwłocznie zdjąć i skontaktować się z okulistą.
- Osoby, które zauważą, że pogorszył im się wzrok i potrze-bują soczewek o innej mocy lub mają jakiegokolwiek obawy dotyczące zdrowia oczu powinny skonsultować się z leka-rzem okulisty.
- Zaleca się regularne kontrole u okulisty. Użytkowca, zakła-dając i zdejmując soczewki zgodnie z zaleceniami okulisty. Nigdy nie zakładaj soczewek, gdy występuje zapalenie oczu, uczucie suchości lub choroby oka. Jeśli po założeniu soczewek pojawi się dyskomfort, należy je niezwłocznie zdjąć i skontaktować się z okulistą.
- Osoby, które zauważą, że pogorszył im się wzrok i potrze-bują soczewek o innej mocy lub mają jakiegokolwiek obawy dotyczące zdrowia oczu powinny skonsultować się z leka-rzem okulisty.
- Disse kontaktlin-sene skal bare brukes med en gyldig linse-seddel og ikke gis til venner eller familiemedlemmer for at de skal kunne prøve dem uten forutgående undersøkelse av optiker og gyldig linseseddel.
- Slutt å bruke kontaktlin-sene umiddelbart hvis du opplever bivirkninger ved bruk av dem. Bivirkninger kan omfatte bakteriell infeksjon, okular irritasjon, giftig eller allergisk reaksjon, nedsatt synsskarphe og rifter eller abrasjoner på øyeflasken.
- Enhver alvorlig hendelse som har skjedd i forbindelse med disse lin-sene må rapporteres til produsenten og nasjonale helsemyndigheter.

- Bezpośredni kontakt soczewek kontaktowych z niesterylną wodą, np. wodą z kranu, wodą z wanną z hydromasażem, pływaniem, uprawianiem sportów wodnych, zwiększa ryzyko infekcji mikrobiologicznej.
- Osoby zakraplające krople do oczu powinny stosować wyłącznie krople przeznaczone do miękkich soczewek kon-taktowych lub zastosować się do zaleceń okulisty.
- Kosmetyki do makijażu, lakier do włosów oraz kremy do rąk mogą podrażniać oczy. By uniknąć podrażnienia oczu należy unikać kontaktu z tymi produktami.
- Soczewki kontaktowe należy niezwłocznie wyjąć z oczu po kontakcie ze szkodliwymi oparami, środkami czyszczącymi bądź substancjami niebezpiecznymi lub prze-bywaniu w niebezpiecznym środowisku oddziaływującym na oczy.
- Soczewki kontaktowe pochłaniające promieniowanie UV nie zastępują okularów ochronnych pochłaniających promie-niowanie UV.
- Nie zamrażaj soczewek kontaktowych.
- Te soczewki kontaktowe powinny być stosowane wyłącznie na podstawie ważnej recepty. Nie należy ich uodostępniać znajomym ani członkom rodziny do wypróbowania bez ba-dania lekarza okulisty i być ważnej recepty.
- Jeśli podczas noszenia soczewek kontaktowych wystąpią jakiegokolwiek skutki uboczne, należy natychmiast je wyjąć i nie używać ich. Skutki uboczne mogą obejmować: infekcje bakteryjne, podrażnienie gałek ocznych, reakcję toksyczną lub alergiczną, pogorszenie ostrości widzenia oraz zadra-piania lub otarcia powiek zni oka.
- Każdy poważny incydent z udziałem tych soczewek kon-taktowych należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi krajowemu.

Használati útmutató a lencse viselőjének

Steril, naponta eldobható kontaktlencse tartósítószermentes foszfátpufferes oldatban, olyan viselő számára, akiknél a

fényétörési ametrópia (rövidlátás és távollátás) optikai korrek-ciójára van szükség faliokus vagy afakiokus, nem beteg szem-észemével, akiknél az asztigmatizmus legfeljebb 1,00 dioptri-át mutat, és nem zavarja a látásélességet. A lencsákat csak olyan viselőkh használhatják, akiket megfelelően ítélték, és akiknek egy szemész szakorvos (Eye Care Professional – ECP) felírta azt. Győződjön meg róla, hogy a kontaktlencse viselése és eltávolítása előtt egy ECP-től kapott utasításokat a kontakt-lencse viselésére és eltávolítására vonatkozóan.

- Tiszta és száraz kézzel nyissa ki a lencse csomagolását.
- Javasoljuk, hogy a megbeszéltek szerint rendszeresen keresse fel ECP-jét. Az ECP-jé által meghatározott módon helyezze be, vegye ki és használja a kontaktlencsét. Soha ne helyezze be kontaktlencsét, ha ég vagy száraz a szeme, illetve, ha valamilyen szembetegségben szenved. Ha a len-csák behelyezése után kellemetlen érzést tapasztal, azonnal vegye ki a lencsét, és a lehető leghamarabb vegye fel a kapcsolatot ECP-jével.
- Ha úgy érzi, hogy változott a látása, más erősségű kontak-tlencsére van szükség, vagy aggódik a szeme egészsége miatt, akkor keresse fel ECP-jét. Ezek a kontaktlencsék nem váltják ki teljes mértékben a kemény, torikus vagy multifokális lencsét. Kérje ki látáscsikázóje véleményét, mielőtt ezekre a lencsetípusokra vagy ezekről a lencsetí-pusokról váltana.
- Ezeket a kontaktlencsákat napi egyszeri használatra ter-vezte, és nem adhatók át barátoknak vagy csá-ládtagoknak kipróbálásra ECP által végzett vizsgálat és érvényes recept nélkül.
- Amennyiben a kontaktlencsék használata során bármilyen mellékhatást tapasztal, kérjük, azonnal hagyja abba annak használatát.
- Minden kontaktlencse csomagolásán szerepel egy tétel-szám (LOT). Amennyiben a kontaktlencsékkel kapcsolatban valamilyen problémát tapasztal, kérjük, adja meg ezt a

- számot. Minden lencse csomagolásán szerepel a lejáratí dátum (EXP) is. A megadott időpont lejárta után ne használ-j a lencsét, illetve akkor se, ha a csomagolás sérülés jeleit tapasztalja.
- Ha a kontaktlencsét nem steril viznek, például csapvíznek teszi ki, vagy úszás, más víz sportok vagy fürdés közben víz éri, akkor jelentősen nő a mikroorganizmusok által okozott fertőzés veszélye.
- Ha a lencsék viselése közben szemszeppet használ, kizáró-lag olyat válasszon, amelyet ECP-j ajánlott, vagy melynek használata a címkeje szerint megengedett lágy lencsék viselése közben is.
- Egyes esetekben a smink, hajlakk vagy kézkém kellemet-len érzést okozhat a szemben. Ennek ellenére érdeklőjen gondoskodjon arról, hogy szeme és kontaktlencsei ne érint-kezzenek ezekkel a termékekkel.
- Azonnal távolítsa el a kontaktlencsét, ha ártalmas gőzzel, vegyszerrel, anyaggal kerültek kapcsolatba, vagy ha a látást megnehezítő, veszélyes környezetben tartózkodik.
- Az UV-érvénylő kontaktlencsék nem helyettesítik az UV-vé-delemmel ellátott szemüveget.
- Ne fagyassza le.
- Ezeket a kontaktlencsákat csak érvényes recept alapján szabad viselni, és nem adhatók át barátoknak vagy csá-ládtagoknak kipróbálásra ECP által végzett vizsgálat és érvényes recept nélkül.
- Amennyiben a kontaktlencsék használata során bármilyen mellékhatást tapasztal, kérjük, azonnal hagyja abba annak használatát.

Each lens pack has a Lot Number (LOT). If you experience any difficulty with your contact lenses please quote this number.

Daysoft Limited, 5 Livingston Boulevard Hamilton International Technology Park, Blantyre, Scotland G72 0BP

daysoft® is a registered Trade Mark of Daysoft Limited

Advena Limited, Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower Street, Swatara, BKR 4013 Malta

Wearer Instructions

Sterile daily disposable contact lenses in a preservative free phosphate buffered saline solution for wearers requiring optical correction of refractive ametropia (myopia and hyperopia) in phakic or aphakic persons with non-diseased eyes, exhibiting astigmatism of 1.00 diopter or less, that does not interfere with visual acuity. Lenses are for use only by wearers that have been assessed as suitable and have been prescribed by an Eye Care Professional (ECP). Ensure you have received instructions in wearing and removing contact lenses by an ECP prior to use.

- Wash and dry your hands before opening the lens pack.
- It is recommended that you see your ECP routinely as directed. Use, insert and remove your contact lenses as in-structed by your ECP. Never insert your contact lenses if you are experiencing eye inflammation, eye dryness or eye disease. If you experience eye discomfort after inserting your contact lenses remove them immediately and contact your ECP as soon as possible.
- If you think that your eyesight has changed, that you require different lens powers or you have any concern about your ocular health, consult your ECP. These contact lenses are not direct replacements for hard (RGP), toric or multifocal lenses. Consult your ECP before changing to or from these lens types.
- These contact lenses are designed for "single-use" daily wear, discard your lenses after removal, do not sleep in your lens, do not attempt to wash or otherwise clean your lens... always use a fresh lens. They should not be reused as they will no longer be sterile, and you risk introducing harmful micro-organisms to the eye.
- Each lens pack has a Lot Number (LOT). If you experience any difficulty with your contact lenses please quote this number.

Consignes pour l'utilisateur

Lentilles jetables quotidiennes stériles dans une solution saline tamponnée au phosphate, sans conservateur, des-

Each lens pack also has an Expiry Date (EXP). Never use a contact lens after this date and never use a contact lens if there is any sign of damage to the lens pack.

- Direct exposure of contact lenses to non-sterile water, e.g. tap water, whirlpool bath, swimming, participation in water sports, increases the risk of microbial infection.
- If you use eye-drops when wearing these lenses use those labelled or recommended by your ECP as com-patible with soft contact lenses.
- Some make-up, hairspray and hand creams may cause eye discomfort. To avoid this protect your eyes and con-tact lenses from contact with these products.
- Contact lenses should be removed immediately after contact with noxious vapour, chemical or hazardous substances, or hazardous environments with ocular impact.
- UV absorbing contact lenses are not substitutes for pro-protective UV absorbing eye wear.
- Do not freeze.
- These contact lenses should be worn with a valid prescription and should not be given to friends or family to try without examination by an ECP and valid prescription.
- Should you experience any side effects while using your contact lenses, please discontinue use immediately. Side effects may include bacterial infection, ocular ir-ritation, toxic or allergic reaction, loss of visual acuity and scratches or abrasions on the eye surface.
- Any serious incident that has occurred in relation to these lenses should be reported to the manufacturer and the national competent authority.

FR

Lentilles jetables quotidiennes stériles dans une solution saline tamponnée au phosphate, sans conservateur, des-

használatát. A mellékhatások közé tartozhat bakteriális fertőzés, szemmirritáció, toxikus vagy allergiás reakció, a látásélesség csökkenése és a szemfelszínen keletkező karcosodás vagy horzsolások.

4. Bármilyen olyan komoly sérülés esetén, mely a lencsekkel kapcsolatos hozható, értesíteni kell a gyártót, valamint az illetékes nemzeti hatóságot.

Pokyny pro uživatele

Sterilni jednodenni kontaktní čočky ve fyziologickém roztoku pufrováním fosfátů bez konzervančních látek pro uživatele vyžadující optickou korekci refrakční ametropie (krátkozrakost a dalekozrakost) u fakických nebo afakických osob s očima bez postižení, u fakyčtých astigmatismů 1,00 dioptrií nebo méně, jenž neovlivňuje zrakovou ostrost. Čočky jsou určeny jen pro uživatele, kteří byl vyhodnoceni jako vhodní a kterým byly předepsány očním specialistou (ECP). Před použitím požádejte ECP o pokyny k používání a vyjádření kontaktních čoček.

- Před otevřením pouzdra s čočkami si umyjte a osušte ruce.
- Doporučujeme vám pravidelně návštěvy vašeho očního lékaře podle pokynů. Kontaktní čočky používáte, nasazujete a vyjímáte podle pokynů svého očního lékaře. Nikdy kontaktní čočky nenasažte, pokud trpíte zánetem oka, suchým okem nebo očním onemocněním. Pokud budete mít po nasazení kontaktních čoček v očích nepříjemné pocity, okamžitě je vyjmete a co nejdříve nepřijměte pocity, okamžitě je vyjmete a co nejdříve nepřijměte pocity svého očního lékaře.
- Pokud se domníváte, že došlo ke změně vašeho zraku, že potřebujete jiné hodnoty čoček nebo máte obavy o zdraví svých očí, poraďte se se svým očním lékařem. Tyto kontaktní čočky nejsou přímou náhradou tvrdých (RGP), torických ani multifokálních čoček. Před přechodem na tyto typy čoček nebo z nich se poraďte se svým ECP.

ráždné oči, toxickou nebo alergickou reakci, ztrátu zrakové ostrosti a poškrábání nebo oděry na povrchu oka.

14. Jakýkoliv vážný incident, ke kterému došlo v souvislosti s těmito čočkami, by měl být nahlášen výrobci a příslušnému vnitrostátnímu orgánu.

Suunised kandjale

Sterilised ühepäevased ühekordselt kasutatavad kontaktläätsed säilitusainevabas fosfaatpuhvriga füsioloogilises lahuses kandjale, kes vajavad refraktiivse ametropia (müopia või hüperopia) optilist korrigeerimist faakia või afakia korral tervetes silmades, kui esineb astigmatism 1,00 dioptriit või väiksem, mis ei häiri nägemistavust. Läätsed on ette nähtud kasutamiseks üksnes kandjale, kes on hinnatud sobivaks ja kellele on läätset väljakirjutanud silmaarst. Enne kasutamist veenduge, et silmaarst oleks teile andnud suunised kontaktläätsede kandmiseks ja eemaldamiseks.

- Enne läätsede pakendi avamist peske ja kuivatage käed.
- Soovitavalt on külastada korrapäraselt silmaarsti temajuhistes järgi. Kasutage, sisestage ja eemaldage kontaktläätsi optometristi juhiste järgi. Ärge kasutage kontaktläätsi, kui teil esineb silmapõletik, silmade kuivus või silmahaigus. Kui kogete pärast kontaktläätsede paigaldamist silmas ebamugavustunnet, eemaldage need viivitamatult ja võtke esimesel võimalusel ühendust silmaarstiga.
- Kui arvate, et teie silmanägemine on muutunud, vajate teistsuguse tugevusega läätsi või teil on mis tahes mure oma silmade tervise pärast, võtke ühendust silmaarstiga. Need kontaktläätsed ei asenda otsestelt kõvisid, asfäärilisi ega multifokaalseid läätsi. Enne läätsetiibi vahetamist pidage nõu silmaarstiga.
- Need kontaktläätsed on ette nähtud ühekordselt päevaseks kasutamiseks, visake läätsed pärast eemaldamist ära, ärge magage läätsedega, ärge üritage läätsi pesta ega muul viisil puhastada...kasutage alati uut läätsi. Läätsi ei tohi korduskasutada, kuna need pole enam steriilsed ja riskite kahjulike mikroorganismide silma viimisega.

- Igal läätsepakendis on partinumber. Kui teil esineb kontaktläätsedega mis tahes probleeme, viidake sellele numbrile. Igal läätsepakendis on ka külliklikusaeg. Ärge kasutage läätsi pärast seda kuupäeva ega kasutage kontaktläätsi, kui selle pakend on kahjustatud.
- Kontaktläätsed otsene kokkupuude mitteresteriilse veega, nt kraaniveiga, mullivea, ujumise, veepeordiga tegelemine, suurendab mikroobse nakkuse riski.
- Kui see on vajalik, kasutage kontaktläätsede kandmise ajal silmakaitse, mis määrgistuse või silmaarsti soovitusete järgi sobivad pihemete kontaktläätsedega.
- Mõned järeletoodetud, juukselaki ja kätekreemid võivad tekitada silmade ebamugavustunnet. Selle vältimiseks kasutage kosmeetikat pärast nende toodetega kokkupuute eest.

- Eemaldage kontaktläätsed kohe, kui on esinenud kokkupuude mürgiste ainetega, keemiliste või ohtlike ainetega või ohtlike keskkondadega, mis mõjutavad silmi.
- Ultraviolettkirgust neelavad kontaktläätsed ei asenda ultraviolettkirgust neelavaid kaitseprille.
- Mitte sügavkülmudeta.
- Neid kontaktsid läätsi tuleb kanda kehiteva retsepti järgi ja neid ei tohi anda sõpradele ega pereliikmetele proviimiseks ilma silmaarsti konsultatsiooni ja kehtiva retseptiga.
- Kui kogete kontaktläätsede kasutamisel mis tahes kõrvaltoimeid, lõpetage viivitamatult nende kasutamine. Kõrvaltoimeteks võivad olla bakteriaalne nakatus, silmaärritus, toksiline või allergiline reaktsioon, nägemisravaruse vähenemine ja silmapinna kirmustused või abratsioon.
- Nende läätsedega seotud tõsisest vähejuhtumistest tuleb teavitada tootjat ja riiklikku pädevat asutust.

Pokyny pro nositele

Sterilní denné kontaktné šošovky vo fyziologickom roztoku s fosfátovým pufrom bez konzervačných látok pre nositeľov, ktorí potrebujú optickú korekciu refrakčnej ametropie (krátkozrakosť

kosti a ďalekozrakosti) u fakyčných alebo afakyčných osôb bez ochorenia očí, s astigmatizmom 1,00 dioptrie alebo menej, ktorí nenarúša zrakovú ostrosť. Šošovky sú určené len pre nositeľov, ktorí boli posúdení ako vhodní a ktorým boli šošovky predpísané očným lekárom. Pred použitím kontaktných šošoviek sa uistite, že ste od očního lekára dostali pokyny na nosenie a vyberanie kontaktných šošoviek.

- Pred otvorením balenia šošoviek si umyte a osušte ruky.
- Odporúča sa, aby ste pravidelne navštevovali svojho očního lekára podľa pokynov. Kontaktné šošovky používajte, nasaďujte a vyberajte podľa pokynov svojho očního lekára. Nikdy si nenasaďujte kontaktné šošovky, ak máte zápal oka, suché oko alebo ochorenie oka. Ak po nasadení nenahradzujú ochranné okuliare pohliadujú UV žiarenie.
- Nezmrazujte.
- Tieto kontaktné šošovky by sa mali nosiť za predpokladu platného lekárskeho predpisu a nemali by sa poskytovať na vyšskušanie priateľom alebo rodine bez vyššetrenia očným lekárom a platného lekárskeho predpisu.
- Ak sa počas používania kontaktných šošoviek vyskytnú akékoľvek vedľajšie účinky, okamžite ich prestaňte používať. Medzi vedľajšie účinky môže patriť bakteriálna infekcia, podráždenie oka, toxická alebo alergická reakcia, strata zrakové ostrosti a škrobance alebo odreniny na povrchu oka.
- Každé balenie šošoviek má číslo šarže (LOT). Čo v zvezi s kontaktnými lečami izkusite kakršne koli težave, navedite to številko. Vsak paket leč ima tudi rok uporabnosti (EXP). Kontaktno leče po tem datumu nikoli ne uporabite in nikoli ne uporabite kontaktno leče, če obstajajo znaki poškodb paketa leč.
- Vsak paket leč ima številko serije (LOT). Če v zvezi s kontaktnimi lečami izkusite kakršne koli težave, navedite to številko. Vsak paket leč ima tudi rok uporabnosti (EXP). Kontaktno leče po tem datumu nikoli ne uporabite in nikoli ne uporabite kontaktno leče, če obstajajo znaki poškodb paketa leč.
- Akjakvakež zavažný incident, ktorý sa vyskytne v súvislosti s týmito šošovkami, by sa mal nahlásiť výrobcovi a príslušnému vnútroštátnemu úradu.

ostrosti a poškrábání nebo oděry na povrchu oka.

14. Jakýkoliv vážný incident, ke kterému došlo v souvislosti s těmito čočkami, by měl být nahlášen výrobci a příslušnému vnitrostátnímu úřadu.

Návodila za uporabnike

Sterilne dnevne kontaktnne leče za enkratno uporabo v s fosfatom pufri fiziološkí raztopini brez konzervansov za uporabnike, ki potrebujejo optično korekcijo refrakcijske ametropije (miopije in hiperopije) pri fakičnih ali afakičnih osebah z neobolnimi očmi, pri katerih je izražen astigmatizem z dioptrijo 1,00 ali manj, ki ne vpliva na ostrino vida. Leče smejo uporabljati le uporabniki, ki so bili ocenjeni kot primerni in jim je recept zanje predpisal očesni strokovnjak (ECP). Priporočajte se, da ste pred uporabo s strani ECP prejeli navodila za nošenje in odstranjevanje kontaktnih leč.

- Pred odpiranjem paketa leč si umijte in osušite roki.
- Priporočamo, da je ECP redno obiskujete v skladu z navodili. Kontaktnne leče uporabljajte, vstavljajte in odstranjujete v skladu z navodili ECP. Kontaktnih leč nikoli ne vstavljajte, če so vaše oči vnete, suhe ali obolele. Če po vstavitvi kontaktnih leč čutite nelagodje v očeh, jih takoj odstranite in se čim prej obrnite na ECP.
- Če menite, da je še vaš vid spremenil, potrebujete drugačno moč svojih oči ali če imate kakršne koli pomisleke glede zdravlja svojih oči, se posvetujte z ECP. Te kontaktnne leče niso neposreden nadomestek za trde (RGP), torične ali multifokalne leče. Preden spremenite te tipe leč, se posvetujte z ECP.
- Te kontaktnne leče so zasnovane za enkratno dnevno uporabo, zato leče po odstranitvi zavrzite, ne spite z njimi, ne poskušajte jih umiti ali drugače očistiti... vedno uporabite svežo lečo. Ne sme se jih uporabiti znova, saj ne bodo več sterilne, in s ponovno uporabo tvegate uvedbo škodljivih mikroorganizmov v oko.
- Vsak paket leč ima številko serije (LOT). Če v zvezi s kontaktnimi lečami izkusite kakršne koli težave, navedite to številko. Vsak paket leč ima tudi rok uporabnosti (EXP). Kontaktno leče po tem datumu nikoli ne uporabite in nikoli ne uporabite kontaktno leče, če obstajajo znaki poškodb paketa leč.
- Vsak paket leč ima številko serije (LOT). Če v zvezi s kontaktnimi lečami izkusite kakršne koli težave, navedite to številko. Vsak paket leč ima tudi rok uporabnosti (EXP). Kontaktno leče po tem datumu nikoli ne uporabite in nikoli ne uporabite kontaktno leče, če obstajajo znaki poškodb paketa leč.
- Akjakvakež zavažný incident, ktorý sa vyskytne v súvislosti s týmito šošovkami, by sa mal nahlásiť výrobcovi a príslušnému vnútroštátnemu úradu.

ostrosti a poškrábání nebo oděry na povrchu oka.

14. Jakýkoliv vážný incident, ke kterému došlo v souvislosti s těmito čočkami, by měl být nahlášen výrobci a příslušnému vnitrostátnímu úřadu.

Návodila za uporabnike

Sterilne dnevne kontaktnne leče za enkratno uporabo v s fosfatom pufri fiziološkí raztopini brez konzervansov za uporabnike, ki potrebujejo optično korekcijo refrakcijske ametropije (miopije in hiperopije) pri fakičnih ali afakičnih osebah z neobolnimi očmi, pri katerih je izražen astigmatizem z dioptrijo 1,00 ali manj, ki ne vpliva na ostrino vida. Leče smejo uporabljati le uporabniki, ki so bili ocenjeni kot primerni in jim je recept zanje predpisal očesni strokovnjak (ECP). Priporočajte se, da ste pred uporabo s strani ECP prejeli navodila za nošenje in odstranjevanje kontaktnih leč.

- Pred odpiranjem paketa leč si umijte in osušite roki.
- Priporočamo, da je ECP redno obiskujete v skladu z navodili. Kontaktnne leče uporabljajte, vstavljajte in odstranjujete v skladu z navodili ECP. Kontaktnih leč nikoli ne vstavljajte, če so vaše oči vnete, suhe ali obolele. Če po vstavitvi kontaktnih leč čutite nelagodje v očeh, jih takoj odstranite in se čim prej obrnite na ECP.
- Če menite, da je še vaš vid spremenil, potrebujete drugačno moč svojih oči ali če imate kakršne koli pomisleke glede zdravlja svojih oči, se posvetujte z ECP. Te kontaktnne leče niso neposreden nadomestek za trde (RGP), torične ali multifokalne leče. Preden spremenite te tipe leč, se posvetujte z ECP.
- Te kontaktnne leče so zasnovane za enkratno dnevno uporabo, zato leče po odstranitvi zavrzite, ne spite z njimi, ne poskušajte jih umiti ali drugače očistiti... vedno uporabite svežo lečo. Ne sme se jih uporabiti znova, saj ne bodo več sterilne, in s ponovno uporabo tvegate uvedbo škodljivih mikroorganizmov v oko.
- Vsak paket leč ima številko serije (LOT). Če v zvezi s kontaktnimi lečami izkusite kakršne koli težave, navedite to številko. Vsak paket leč ima tudi rok uporabnosti (EXP). Kontaktno leče po tem datumu nikoli ne uporabite in nikoli ne uporabite kontaktno leče, če obstajajo znaki poškodb paketa leč.
- Vsak paket leč ima številko serije (LOT). Če v zvezi s kontaktnimi lečami izkusite kakršne koli težave, navedite to številko. Vsak paket leč ima tudi rok uporabnosti (EXP). Kontaktno leče po tem datumu nikoli ne uporabite in nikoli ne uporabite kontaktno leče, če obstajajo znaki poškodb paketa leč.
- Akjakvakež zavažný incident, ktorý sa vyskytne v súvislosti s týmito šošovkami, by sa mal nahlásiť výrobcovi a príslušnému vnútroštátnemu úradu.

ostrosti a poškrábání nebo oděry na povrchu oka.

14. Jakýkoliv vážný incident, ke kterému došlo v souvislosti s těmito čočkami, by měl být nahlášen výrobci a příslušnému vnitrostátnímu úřadu.

Návodila za uporabnike

Sterilne dnevne kontaktnne leče za enkratno uporabo v s fosfatom pufri fiziološkí raztopini brez konzervansov za uporabnike, ki potrebujejo optično korekcijo refrakcijske ametropije (miopije in hiperopije) pri fakičnih ali afakičnih osebah z neobolnimi očmi, pri katerih je izražen astigmatizem z dioptrijo 1,00 ali manj, ki ne vpliva na ostrino vida. Leče smejo uporabljati le uporabniki, ki so bili ocenjeni kot primerni in jim je recept zanje predpisal očesni strokovnjak (ECP). Priporočajte se, da ste pred uporabo s strani ECP prejeli navodila za nošenje in odstranjevanje kontaktnih leč.

- Pred odpiranjem paketa leč si umijte in osušite roki.
- Priporočamo, da je ECP redno obiskujete v skladu z navodili. Kontaktnne leče uporabljajte, vstavljajte in odstranjujete v skladu z navodili ECP. Kontaktnih leč nikoli ne vstavljajte, če so vaše oči vnete, suhe ali obolele. Če po vstavitvi kontaktnih leč čutite nelagodje v očeh, jih takoj odstranite in se čim prej obrnite na ECP.
- Če menite, da je še vaš vid spremenil, potrebujete drugačno moč svojih oči ali če imate kakršne koli pomisleke glede zdravlja svojih oči, se posvetujte z ECP. Te kontaktnne leče niso neposreden nadomestek za trde (RGP), torične ali multifokalne leče. Preden spremenite te tipe leč, se posvetujte z ECP.
- Te kontaktnne leče so zasnovane za enkratno dnevno uporabo, zato leče po odstranitvi zavrzite, ne spite z njimi, ne poskušajte jih umiti ali drugače očistiti... vedno uporabite svežo lečo. Ne sme se jih uporabiti znova, saj ne bodo več sterilne, in s ponovno uporabo tvegate uvedbo škodljivih mikroorganizmov v oko.
- Vsak paket leč ima številko serije (LOT). Če v zvezi s kontaktnimi lečami izkusite kakršne koli težave, navedite to številko. Vsak paket leč ima tudi rok uporabnosti (EXP). Kontaktno leče po tem datumu nikoli ne uporabite in nikoli ne uporabite kontaktno leče, če obstajajo znaki poškodb paketa leč.
- Vsak paket leč ima številko serije (LOT). Če v zvezi s kontaktnimi lečami izkusite kakršne koli težave, navedite to številko. Vsak paket leč ima tudi rok uporabnosti (EXP). Kontaktno leče po tem datumu nikoli ne uporabite in nikoli ne uporabite kontaktno leče, če obstajajo znaki poškodb paketa leč.
- Akjakvakež zavažný incident, ktorý sa vyskytne v súvislosti s týmito šošovkami, by sa mal nahlásiť výrobcovi a príslušnému vnútroštátnemu úradu.

ostrosti a poškrábání nebo oděry na povrchu oka.

14. Jakýkoliv vážný incident, ke kterému došlo v souvislosti s těmito čočkami, by měl být nahlášen výrobci a příslušnému vnitrostátnímu úřadu.

Návodila za uporabnike

Sterilne dnevne kontaktnne leče za enkratno uporabo v s fosfatom pufri fiziološkí raztopini brez konzervansov za uporabnike, ki potrebujejo optično korekcijo refrakcijske ametropije (miopije in hiperopije) pri fakičnih ali afakičnih osebah z neobolnimi očmi, pri katerih je izražen astigmatizem z dioptrijo 1,00 ali manj, ki ne vpliva na ostrino vida. Leče smejo uporabljati le uporabniki, ki so bili ocenjeni kot primerni in jim je recept zanje predpisal očesni strokovnjak (ECP). Priporočajte se, da ste pred uporabo s strani ECP prejeli navodila za nošenje in odstranjevanje kontaktnih leč.

- Pred odpiranjem paketa leč si umijte in osušite roki.
- Priporočamo, da je ECP redno obiskujete v skladu z navodili. Kontaktnne leče uporabljajte, vstavljajte in odstranjujete v skladu z navodili ECP. Kontaktnih leč nikoli ne vstavljajte, če so vaše oči vnete, suhe ali obolele. Če po vstavitvi kontaktnih leč čutite nelagodje v očeh, jih takoj odstranite in se čim prej obrnite na ECP.
- Če menite, da je še vaš vid spremenil, potrebujete drugačno moč svojih oči ali če imate kakršne koli pomisleke glede zdravlja svojih oči, se posvetujte z ECP. Te kontaktnne leče niso neposreden nadomestek za trde (RGP), torične ali multifokalne leče. Preden spremenite te tipe leč, se posvetujte z ECP.
- Te kontaktnne leče so zasnovane za enkratno dnevno uporabo, zato leče po odstranitvi zavrzite, ne spite z njimi, ne poskušajte jih umiti ali drugače očistiti... vedno uporabite svežo lečo. Ne sme se jih uporabiti znova, saj ne bodo več sterilne, in s ponovno uporabo tvegate uvedbo škodljivih mikroorganizmov v oko.
- Vsak paket leč ima številko serije (LOT). Če v zvezi s kontaktnimi lečami izkusite kakršne koli težave, navedite to številko. Vsak paket leč ima tudi rok uporabnosti (EXP). Kontaktno leče po tem datumu nikoli ne uporabite in nikoli ne uporabite kontaktno leče, če obstajajo znaki poškodb paketa leč.
- Vsak paket leč ima številko serije (LOT). Če v zvezi s kontaktnimi lečami izkusite kakršne koli težave, navedite to številko. Vsak paket leč ima tudi rok uporabnosti (EXP). Kontaktno leče po tem datumu nikoli ne uporabite in nikoli ne uporabite kontaktno leče, če obstajajo znaki poškodb paketa leč.
- Akjakvakež zavažný incident, ktorý sa vyskytne v súvislosti s týmito šošovkami, by sa mal nahlásiť výrobcovi a príslušnému vnútroštátnemu úradu.

ostrosti a poškrábání nebo oděry na povrchu oka.

14. Jakýkoliv vážný incident, ke kterému došlo v souvislosti s těmito čočkami, by měl být nahlášen výrobci a příslušnému vnitrostátnímu úřadu.

Návodila za uporabnike

Sterilne dnevne kontaktnne leče za enkratno uporabo v s fosfatom pufri fiziološkí raztopini brez konzervansov za uporabnike, ki potrebujejo optično korekcijo refrakcijske ametropije (miopije in hiperopije) pri fakičnih ali afakičnih osebah z neobolnimi očmi, pri katerih je izražen astigmatizem z dioptrijo 1,00 ali manj, ki ne vpliva na ostrino vida. Leče smejo uporabljati le uporabniki, ki so bili ocenjeni kot primerni in jim je recept zanje predpisal očesni strokovnjak (ECP). Priporočajte se, da ste pred uporabo s strani ECP prejeli navodila za nošenje in odstranjevanje kontaktnih leč.

- Pred odpiranjem paketa leč si umijte in osušite roki.
- Priporočamo, da je ECP redno obiskujete v skladu z navodili. Kontaktnne leče uporabljajte, vstavljajte in odstranjujete v skladu z navodili ECP. Kontaktnih leč nikoli ne vstavljajte, če so vaše oči vnete, suhe ali obolele. Če po vstavitvi kontaktnih leč čutite nelagodje v očeh, jih takoj odstranite in se čim prej obrnite na ECP.
- Če menite, da je še vaš vid spremenil, potrebujete drugačno moč svojih oči ali če imate kakršne koli pomisleke glede zdravlja svojih oči, se posvetujte z ECP. Te kontaktnne leče niso neposreden nadomestek za trde (RGP), torične ali multifokalne leče. Preden spremenite te tipe leč, se posvetujte z ECP.
- Te kontaktnne leče so zasnovane za enkratno dnevno uporabo, zato leče po odstranitvi zavrzite, ne spite z njimi, ne poskušajte jih umiti ali drugače očistiti... vedno uporabite svežo lečo. Ne sme se jih uporabiti znova, saj ne bodo več sterilne, in s ponovno uporabo tvegate uvedbo škodljivih mikroorganizmov v oko.
- Vsak paket leč ima številko serije (LOT). Če v zvezi s kontaktnimi lečami izkusite kakršne koli težave, navedite to številko. Vsak paket leč ima tudi rok uporabnosti (EXP). Kontaktno leče po tem datumu nikoli ne uporabite in nikoli ne uporabite kontaktno leče, če obstajajo znaki poškodb paketa leč.
- Vsak paket leč ima številko serije (LOT). Če v zvezi s kontaktnimi lečami izkusite kakršne koli težave, navedite to številko. Vsak paket leč ima tudi rok uporabnosti (EXP). Kontaktno leče po tem datumu nikoli ne uporabite in nikoli ne uporabite kontaktno leče, če obstajajo znaki poškodb paketa leč.
- Akjakvakež zavažný incident, ktorý sa vyskytne v súvislosti s týmito šošovkami, by sa mal nahlásiť výrobcovi a príslušnému vnútroštátnemu úradu.

ostrosti a poškrábání nebo oděry na povrchu oka.

14. Jakýkoliv vážný incident, ke kterému došlo v souvislosti s těmito čočkami, by měl být nahlášen výrobci a příslušnému vnitrostátnímu úřadu.

Návodila za uporabnike

Sterilne dnevne kontaktnne leče za enkratno uporabo v s fosfatom pufri fiziološkí raztopini brez konzervansov za uporabnike, ki potrebujejo optično korekcijo refrakcijske ametropije (miopije in hiperopije) pri fakičnih ali afakičnih osebah z neobolnimi očmi, pri katerih je izražen astigmatizem z dioptrijo 1,00 ali manj, ki ne vpliva na ostrino vida. Leče smejo uporabljati le uporabniki, ki so bili ocenjeni kot primerni in jim je recept zanje predpisal očesni strokovnjak (ECP). Priporočajte se, da ste pred uporabo s strani ECP prejeli navodila za nošenje in odstranjevanje kontaktnih leč.

- Pred odpiranjem paketa leč si umijte in osušite roki.
- Priporočamo, da je ECP redno obiskujete v skladu z navodili. Kontaktnne leče uporabljajte, vstavljajte in odstranjujete v skladu z navodili ECP. Kontaktnih leč nikoli ne vstavljajte, če so vaše oči vnete, suhe ali obolele. Če po vstavitvi kontaktnih leč čutite nelagodje v očeh, jih takoj odstranite in se čim prej obrnite na ECP.
- Če menite, da je še vaš vid spremenil, potrebujete drugačno moč svojih oči ali če imate kakršne koli pomisleke glede zdravlja svojih oči, se posvetujte z ECP. Te kontaktnne leče niso neposreden nadomestek za trde (RGP), torične ali multifokalne leče. Preden spremenite te tipe leč, se posvetujte z ECP.
- Te kontaktnne leče so zasnovane za enkratno dnevno uporabo, zato leče po odstranitvi zavrzite, ne spite z njimi, ne poskušajte jih umiti ali drugače očistiti... vedno uporabite svežo lečo. Ne sme se jih uporabiti znova, saj ne bodo več sterilne, in s ponovno uporabo tvegate uvedbo škodljivih mikroorganizmov v oko.
- Vsak paket leč ima številko serije (LOT). Če v zvezi s kontaktnimi lečami izkusite kakršne koli težave, navedite to številko. Vsak paket leč ima tudi rok uporabnosti (EXP). Kontaktno leče po tem datumu nikoli ne uporabite in nikoli ne uporabite kontaktno leče, če obstajajo znaki poškodb paketa leč.
- Vsak paket leč ima številko serije (LOT). Če v zvezi s kontaktnimi lečami izkusite kakršne koli težave, navedite to številko. Vsak paket leč ima tudi rok uporabnosti (EXP). Kontaktno leče po tem datumu nikoli ne uporabite in nikoli ne uporabite kontaktno leče, če obstajajo znaki poškodb paketa leč.
- Akjakvakež zavažný incident, ktorý sa vyskytne v súvislosti s týmito šošovkami, by sa mal nahlásiť výrobcovi a príslušnému vnútroštátnemu úradu.

ostrosti a poškrábání nebo oděry na povrchu oka.

14. Jakýkoliv vážný incident, ke kterému došlo v souvislosti s těmito čočkami, by měl být nahlášen výrobci a příslušnému vnitrostátnímu úřadu.

Návodila za uporabnike

Sterilne dnevne kontaktnne leče za enkratno uporabo v s fosfatom pufri fiziološkí raztopini brez konzervansov za uporabnike, ki potrebujejo optično korekcijo refrakcijske ametropije (miopije in hiperopije) pri fakičnih ali afakičnih osebah z neobolnimi očmi, pri katerih je izražen astigmatizem z dioptrijo 1,00 ali manj, ki ne vpliva na ostrino vida. Leče smejo uporabljati le uporabniki, ki so bili ocenjeni kot primerni in jim je recept zanje predpisal očesni strokovnjak (ECP). Priporočajte se, da ste pred uporabo s strani ECP prejeli navodila za nošenje in odstranjevanje kontaktnih leč.

- Pred odpiranjem paketa leč si umijte in osušite roki.
- Priporočamo, da je ECP redno obiskujete v skladu z navodili. Kontaktnne leče uporabljajte, vstavljajte in odstranjujete v skladu z navodili ECP. Kontaktnih leč nikoli ne vstavljajte, če so vaše oči vnete, suhe ali obolele. Če po vstavitvi kontaktnih leč čutite nelagodje v očeh, jih takoj odstranite in se čim prej obrnite na ECP.
- Če menite, da je še vaš vid spremenil, potrebujete drugačno moč svojih oči ali če imate kakršne koli pomisleke glede zdravlja svojih oči, se posvetujte z ECP. Te kontaktnne leče niso neposreden nadomestek za trde (RGP), torične ali multifokalne leče. Preden spremenite te tipe leč, se posvetujte z ECP.
- Te kontaktnne leče so zasnovane za enkratno dnevno uporabo, zato leče po odstranitvi zavrzite, ne spite z njimi, ne poskušajte jih umiti ali drugače očistiti... vedno uporabite svežo lečo. Ne sme se jih uporabiti znova, saj ne bodo več sterilne, in s ponovno uporabo tvegate uvedbo škodljivih mikroorganizmov v oko.
- Vsak paket leč ima številko serije (LOT). Če v zvezi s kontaktnimi lečami izkusite kakršne koli težave, navedite to številko. Vsak paket leč ima tudi rok uporabnosti (EXP). Kontaktno leče po tem datumu nikoli ne uporabite in nikoli ne uporabite kontaktno leče, če obstajajo znaki poškodb paketa leč.
- Vsak paket leč ima številko serije (LOT). Če v zvezi s kontaktnimi lečami izkusite kakršne koli težave, navedite to številko. Vsak paket leč ima tudi rok uporabnosti (EXP). Kontaktno leče po tem datumu nikoli ne uporabite in nikoli ne uporabite kontaktno leče, če obstajajo znaki poškodb paketa leč.
- Akjakvakež zavažný incident, ktorý sa vyskytne v súvislosti s týmito šošovkami, by sa mal nahlásiť výrobcovi a príslušnému vnútroštátnemu úradu.

kontaktne leče ne sa preku zamestnemili na tvrdo (RGP), torični ali multifokálni leče. Konsumirajte se s vašim OC, pregu da prekinete kom mezu pompu leče ili da se smenite.

- Kontaktne leče sa prednaznačeni za enkratno nošenje brez gena. Izvrbajte lečume si očes svačljane, ne ga nosite, dokato smite, ne se opitvajte da ga izkumite ili po drug način da ga počistite. Vynag izpolvajte novu leču. Lečume ne trvajte da se izpolvzat potvorno, tvi kato vech njaga da bydat stermili u ruskyvate ga vobegeme vregni mikroorganizmi 8 okmo.
- Vsaka opakvka s lečuma ili Partimžen nomer (Partimža). Ako izupitvate nakakvi zatpurnenja s kontaktnimie si lečuma, sbočete potu nomer. Vsaka opakvka s lečuma ima i Srok na gognost (Srok). Nikoga ne izpolvajte kontaktnimie leču sled potu srok i nikoga ne ga izpolvajte, ako sa naluce kakviko da ga bilo priznaci na povrega po takvama opakvka.
- Prjako izugazane na kontaktnimie leču na nesterilna boga, naprimer boga ot čemata, hidromasazna vana, plivanje ili vogni sportove, uvclavaba ruska ot mikroba infekcija.
- Ako izpolvate kanlu za oči, kozato nosite lečume, izpolvajte makvba, koito sa etupkemirani ili preporucani ot vašim OC kato sbočtemi s meku kontaktnimie leču.
- Naku dugovot ar, lak za kosa i krem za ruce mozete da primenit gisokform ot očima. Za ga zo izugazeme, prengvajte očume i kontaktnimie si leču ot kontak i makvba prvoktu.
- Kontaktne leče trvaje ga se otpstranvbat vbeaga sled kontak i vregni pari, himičeski ili opasni bečestva ili opasni sredu, koito imat vobgčumbe vregu očume.

- Kontaktne leče, absorbiraju upravljačnomite leče, ne sa zamestnemili na tvrdo (RGP), torični ili multifokálni leče. Konsumirajte se s vašim OC, pregu da prekinete kom mezu pompu leče ili da se smenite.
- Kontaktne leče trvaje ga se nosat samo pri valucna rečenata i ne trvaje ga se vobegeme vregni mikroorganizmi 8 okmo.
- Ako polumite nakakvi nekelani reakciju, dokato izpolvate kontaktnimie si leču, moia, prekrpate upotrebu ne zabavio. Stranichimie efekti mozat ga blvclvat bakterialna infekcija, oko razdrenenue, toksična ili alergična reakcija, zauba na zrnemata ostrota u draskotima ili okuvanju na povrhnostima na očume.
- Vsaku seriozu inucent, vregnuvka vob vregka s lečuma, sledga da bode doklavgan na proizvodnema i na nacionalnimia kompetentem ozrak.

Käyttäjän ohjeet

Sterilitä päivittäin kertakäyttöiset piilolinssit säilytysainetomassa fosfaattipuhkuridussa suolaliuoksessa taittoivriheen (iki- tai kaukänäön) korjausta tarvisville käyttäjille ja faakkisille tai afaakkisille terveysmiesille henkilöille, joiden hajattaito on enintään 1,00 dioptriä eikä haittaa näöntarkkuutta. Linssit on tarkoitettu vain käyttäjille, jotka silmälääkärin ammatilain on arvioinut sopiviksi ja määrännyt ne heille. Varmista ennen käyttöä, että olet saanut silmälääkärin ammatilaiselta piilolinssin käyttö- ja poisto-ohjeet.

- Pese ja kuivaa kätesi ennen linssipakkauksen avaamista.
- Optikalla on suositeltavaa käydä rutiniomaisesti ohjeistuksen mukaan. Käytä, aseta ja poista piilolinssit optikon neuvoilla tavalla. Älä koskaan aseta piilolinssia, jos sinulla esiintyy silmätulehdusta, silmien kivaavutta tai silmänsairautta. Jos koe silmissä epämukavuutta piilolinssien asettamisen jälkeen, poista ne heti ja ota yhteyttä optikoon mahdollisimman pian.

- Kontaktne leče, absorbiraju upravljačnomite leče, ne sa zamestnemili na tvrdo (RGP), torični ili multifokálni leče. Konsumirajte se s vašim OC, pregu da prekinete kom mezu pompu leče ili da se smenite.
- Kontaktne leče trvaje ga se nosat samo pri valucna rečenata i ne trvaje ga se vobegeme vregni mikroorganizmi 8 okmo.
- Ako polumite nakakvi nekelani reakciju, dokato izpolvate kontaktnimie si leču, moia, prekrpate upotrebu ne zabavio. Stranichimie efekti mozat ga blvclvat bakterialna infekcija, oko razdrenenue, toksična ili alergična reakcija, zauba na zrnemata ostrota u draskotima ili okuvanju na povrhnostima na očume.
- Vsaku seriozu inucent, vregnuvka vob vregka s lečuma, sledga da bode doklavgan na proizvodnema i na nacionalnimia kompetentem ozrak.

Käyttäjän ohjeet

Sterilitä päivittäin kertakäyttöiset piilolinssit säilytysainetomassa fosfaattipuhkuridussa suolaliuoksessa taittoivriheen (iki- tai kaukänäön) korjausta tarvisville käytt